



DAL 1966
PRODOTTO ITALIANO

go

Wi.Neb

è FLAEM®



**L'Aerosol sempre
a portata di mano**

**Veloce, silenzioso
e confortevole**

**Con batteria
al litio integrabile**

**Nuova ampolla RF7 Plus
a due velocità**


Plus RF7

Ampolla a 2 velocità con Sistema Valvolare, realizzata secondo i più recenti indirizzi medico / scientifici

Utilizzo con Boccaglio



Massima Efficacia Terapeutica grazie al sistema valvolare nelle fasi inspiratorie si ottiene un'ottimale acquisizione di farmaco, micronizzato adeguatamente per raggiungere le vie respiratorie più profonde.



Minima Dispersione di Farmaco È sempre garantita dall'attività sincrona di **apertura/chiusura delle valvole** che permettono sia di dirigere l'esperto verso le vie di sfogo dedicate, sia di arricchire la miscela di aerosol per le successive fasi inspiratorie



Dati rilevati secondo EN 13544-1 e certificati (1) TÜV

Perché scegliere WiNeb go

- ampolla RF7 Plus a due velocità
- grandi prestazioni
- estremamente silenzioso
- mascherine soft touch adulto / pediatrica
- rispetta l'ambiente senza Cadmio basso consumo energetico
- Lithium-Power batteria sempre pronta
- 40% più leggero degli apparecchi con batterie NiCd o NiMH
- utilizzabile in automobile
- pratico borsello

Wi.Neb^{go} con batteria integrata Lithium Power




Wi.Neb^{go} grazie alle innovative tecnologie applicate ha raggiunto un rapporto fra potenza, compattezza e leggerezza mai visto prima. La **batteria Lithium Power** che non richiede particolari manutenzioni è stata **inserita all'interno della struttura**, pur rimanendo accessibile con l'asportazione del coperchietto laterale. È inoltre dotata della **tecnologia PWM** (Pulse Width Modulation) che garantisce una costante erogazione del nebulizzato in tutto il periodo di autonomia. La **ricarica** completa del pacco batterie si ottiene in **circa 2 ore** lasciando l'unità collegata all'alimentatore oppure al cavo accendisigari opportunamente collegato all'automobile.

Il **filtraggio dell'aria** è garantito dallo speciale filtro facilmente accessibile, posizionato sotto il coperchietto laterale che forma con l'involucro una **camera silenziosa**



Nuove Mascherine SoftTouch con limitatore di dispersione



Nella fase **inspiratoria** la linguetta che funge da **Limitatore di Dispersione**, si piega verso l'**interno** della mascherina


Nella fase **espiratoria** la linguetta che funge da **Limitatore di Dispersione**, si piega verso l'**esterno** della mascherina

Le nuove **Mascherine Soft-Touch** hanno il bordo esterno realizzato in **TPE**, un **materiale** biocompatibile molto **morbido** che garantisce un'**ottima aderenza** al viso. Sono inoltre dotate del **Limitatore di Dispersione** che ottimizza la terapia riducendo la diffusione nell'ambiente del Farmaco prodotto fra le fasi di inspirazione ed espirazione; con questo sistema si ottiene anche una riserva di farmaco disponibile nei successivi atti inspiratori.



Wi.Neb^{go} con Alimentatore o Cavo con spina Accendisigari

Unità potente di ridotte dimensioni, alimentabile tramite la batteria integrata Lithium Power, con alimentatore multitensione 100/240 V - 50-60Hz o con cavo accendisigari



(1) Caratterizzazione in vitro certificata da: **TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany** in conformità al nuovo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia, **Norma EN 13544-1**. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta.

MMAD: Mass Median Aerodynamic Diameter
FPF: Fine Particle Fraction (frazione respirabile)
ml/min: velocità di erogazione

In conformità a:
Norma Europea **EN 10993-1** "Valutazione Biologica dei dispositivi medici" ed alla **Direttiva Europea 93/42/EEC** "Dispositivi Medici"



(2) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem I29-P07.5 I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente

CARATTERISTICHE TECNICHE

Compressore rotativo a pistone (esente da lubrificazione e da manutenzione) alimentato a 12Vdc	
Filtraggio aria:	Per una maggiore qualità, l'aria compressa viene aspirata dall'ambiente esterno e filtrata con un sistema ad alta efficienza (densità 230 mg/m ³)
Portata aria al compressore:	14 l/min (approx.)
Pressione Max	2 ±0,3 bar
Rumorosità (a 1 m)	52 dB (A) (approx.)
Dimensioni	13 (L) x 9,5 (P) x 5 (H) cm
Peso apparecchio:	570 g Con batteria 430 g Senza batteria
Alimentazione/Potenza:	Switching adapter 100/240 V ~ 50/60 Hz/12V DC

OMOLOGAZIONI

Conforme alla direttiva 93/42 CEE	
Certificato secondo EN 60 601-1 3a Ed.	 • BAUART • GEPÜFT • TYPE • APPROVED
Licensed Test mark: USA, CANADA	
Conforme alla direttiva E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505 Regulation No.10 - Add.9/ Rev.3	 10 R - 03 xxxx

CARATTERISTICHE TECNICHE BATTERIA cod. ACO377P

Tipo	Li-ion 7,4V
Autonomia batteria:	circa 45 minuti (a 25°C)
Tempo di ricarica:	circa 2 ore
Condizioni d'esercizio:	Tem.: min 10°C; max 40°C RH: min 10%; max 75% Atm. Press.: P min 86KPa; max 106KPa
Condizioni di stoccaggio:	Temp.: min -5°C; max 35°C RH: min 10%; max 75% Atm. Press.: P min 86KPa; max 106KPa

**Wi.Neb^{go} BIANCO
cod. WI02P10**
Batteria ricaricabile
non inclusa



**Wi.Neb^{go} NERO
cod. WI02P00**
Batteria ricaricabile
non inclusa



**Batteria ricaricabile
Lithium Power
ACO377P**



PCT International Pat. Pending

CARATTERISTICHE TECNICHE DI NEBULIZZAZIONE



Ampolla RF7 Dual Speed Plus	Selettore velocità	
	MIN con valvola	MAX
Erogazione ml / min' ⁽¹⁾	0,18	0,42
MMAD ⁽²⁾	2,95 µm	2,44 µm
Frazione respirabile < 5 µm ⁽²⁾	74,7 %	80,7 %
Capacità massima ⁽¹⁾	8 ml	

(1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem I29-P07.5
I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente
(2) Caratterizzazione in vitro certificata da TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in conformità allo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia Norma EN 13544-1. Maggiori dettagli sono disponibili su richiesta.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Cod.

1	Kit Ampolla RF7 Dual Speed Plus composta da: Ampolla, boccaglio, nasale e comando manuale di nebulizzazione	ACO436P
2	Tubo di collegamento da 1 m	ACO035
3	Mascherina adulto Soft-Touch	ACO437P
4	Mascherina pediatrica Soft-Touch	ACO438P
5	Alimentatore Universale multivoltaggio	ACO458P
6	Cavo di alimentazione da presa accendisigari 12Vdc	ACO211P
7	Borsa da trasporto	

13917 Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2011 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate.
FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso.



Fabbricante:

FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287
info@flaemnuova.it

FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system

Export Department of FLAEM NUOVA

3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy
Phone (39) 02 4120769
Fax (39) 02 48376295
E-mail: info@medexpointernational.com

www.flaem.it

Numero Verde
800 236622
SERVIZIO CLIENTI FLAEM