



# LightNeb

NO > BRUKSANVISNING





## **Apparat for ultrasonisk aerosolbehandling**

### **Elektronisk aerosol VMT (Vibrating Mesh Technology).**

Denne bruksanvisningen gjelder for enheten av modell P0318EM.

#### **TILTENKT BRUK**

Medisinsk utstyr for administrering av medisiner via inhalering, inhalasjonsbehandling og legemidler må foreskrives av legen.

#### **INDIKASJONER FOR BRUK**

Behandling av luftveissykdommer. Denne enheten er egnet for forstøvning av legemidler i oppløsning (slimløsende midler generelt), legemidler i suspensjon (f.eks. kortikosteroider som beklometasondipropionat og budesonid) og saltvann. Legemidler må forskrives av en lege som har vurdert pasientens allmenntilstand.



#### **KONTRAINDIKASJONER**

- Det medisinske utstyret skal IKKE brukes til pasienter som ikke klarer å puste selv eller som er bevisstløse.
- Ikke bruk enheten i anestesi- eller assisterte ventilasjonskretser.

#### **TILTENKTE BRUKERE**

Apparatene er beregnet på bruk av lovlig autorisert medisinsk personell/helsepersonell (leger, sykepleiere, terapeuter osv.). Apparatet kan brukes direkte av pasienten.



#### **MÅLGRUPPE AV PASIENTER**

Voksne, barn i alle aldre og spedbarn. Før apparatet tas i bruk, må bruksanvisningen leses nøye, og en voksen med ansvar for sikkerheten må være til stede hvis apparatet skal brukes av spedbarn, barn i alle aldre eller personer med begrensede evner (f.eks. fysiske, mentale eller sensoriske). Det er helsepersonellens ansvar å vurdere pasientens tilstand og evner for å avgjøre om pasienten er i stand til å bruke aerosol på en sikker måte på egen hånd, eller om behandlingen bør utføres av en ansvarlig person.

Henvis til medisinsk personell for vurdering av bruk av apparatet på spesielle pasientgrupper som gravide, ammende, spedbarn, personer med nedsatt funksjonsevne eller personer med begrensede fysiske evner.

#### **DRIFTSMILJØ**

Dette apparatet kan brukes i helseinstitusjoner som sykehus, poliklinikker osv. eller til og med hjemme.



#### **ADVARSLER OM MULIGE FUNKSJONSFEIL**

- Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, må du kontakte et autorisert servicesenter for å få nærmere opplysninger.
- Produsenten bør kontaktes for å rapportere problemer og/eller uventede hendelser i forbindelse med bruk, og om nødvendig for å få klarhet i bruk og/eller vedlikehold/hygienisk forberedelse.
- Se også historikken over feil og hvordan de er løst.

## ADVARSLER

- Bruk kun apparatet som en terapeutisk inhalator. Dette medisinske utstyret er ikke ment som livreddende utstyr. All annen bruk anses som feilaktig og kan være farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for feilaktig bruk.
- Rådfør deg alltid med fastlegen din for å finne ut hvilken behandling som er riktig.
- Følg rådene fra legen din eller lungerehabiliteringsterapeuten angående type medisin, dosering og indikasjoner på behandling.
- Vær oppmerksom på indikasjonene som følger med legemidlet, og unngå å bruke utstyret med andre stoffer og fortynninger enn de som er anbefalt.
- Hvis du opplever allergiske reaksjoner eller andre problemer mens du bruker apparatet, må du slutte å bruke det umiddelbart og kontakte legen din.
- Ta godt vare på denne håndboken for senere bruk.
- Ikke utsett apparatet for ekstreme temperaturer.
- Hvis emballasjen er skadet eller åpnet, må du kontakte forhandleren eller servicesenteret.
- Det tar ca. 2 timer å skifte fra lagrings- til driftsforhold.
- Apparatet må ikke brukes som leketøy. Forsiktighet bør utvises når enheten brukes av barn.
- Hvis apparatet skades som følge av et fall (f.eks. hvis deler løsner), må du ikke bruke det medisinske utstyret, men ta kontakt med et autorisert servicesenter.
- Ikke bruk apparatet mens du kjører bil eller i andre situasjoner der det er nødvendig å ikke bli distrauert for ikke å sette deg selv, personer eller dyr i nærheten eller ting rundt deg i fare.
- Ta ut batteriene hvis de ikke brukes over lengre tid, da de kan oksidere og skade de interne kontaktene i apparatet.
- Før første gangs bruk, og med jevne mellomrom i løpet av produktets levetid, må du kontrollere at apparatets struktur er intakt og at den ikke er skadet; hvis den er skadet, må du umiddelbart ta den med til et autorisert servicesenter eller til forhandleren.
- Garantien dekker ikke batterier eller skader forårsaket av uegnede, utslitte eller dårlig oppbevarte batterier.
- Det er forbudt å åpne enheten på noen som helst måte. Reparasjoner må kun utføres av personell som er autorisert av produsenten. Uautoriserte reparasjoner gjør garantien ugyldig og kan utgjøre en fare for brukeren.
- Bruk medisinen så snart som mulig etter åpning og unngå å la den ligge i medisinbeholderen. Når behandlingen er ferdig, ikke la medisinen ligge inne i medisinbeholderen, og utfør deretter de hygieniske forberedelsesoperasjonene.
- Risiko for kvelning:
  - Noen av apparatets komponenter er så små at de kan svelges av barn, så oppbevar apparatet utilgjengelig for barn.

• Brannfare:

- Ikke plasser apparatet og batteriene i nærheten av varme- eller lyskilder eller i svært varme og fuktige omgivelser, og oppbevar dem som beskrevet i kapittelet MILJØFORHOLD.
- DET er et apparat som ikke egnet for bruk ved forekomst av en brennbar anestesiblanding med oksygen eller lystgass.
- Bruk aldri andre batterier enn de som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Bruk kun batterier av kjente merker. Bytt alltid ut begge batteriene med nye, og bland ikke nye og brukte batterier. Alkaliske Ni-MH- eller litumbatterier i AA-størrelse kan brukes, forutsatt at de er i samsvar med IEC 60086-4 (hvis de ikke er oppladbare) og IEC 62133 (hvis de er oppladbare). Du kan lade batteriet ved hjelp av en batterilader som ikke følger med dette apparatet.

• Fare for elektrisk støt:

- Ikke bruk apparatet mens du dusjer eller bader, og ikke bruk det med våte hender.
- Apparatet inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren.
- Ikke vask apparatet under rennende vann eller ved å senke det.

• Risiko for ineffektivitet av behandlingen:

- Ytelsen kan variere med bestemte typer legemidler (f.eks. legemidler med høy viskositet eller i suspensjon). For ytterligere informasjon, se pakningsvedlegget fra legemiddelprodusenten.
- Bruk forstøveren i riktig stilling, om mulig stående, og ikke vipp den mer enn 45 grader i noen retning for å unngå at legemidlet renner ut i munnen eller overdoseres, noe som kan redusere effekten av behandlingen.
- Vær oppmerksom på instruksjonene som følger med legemidlet, og unngå å bruke enheten med andre stoffer og fortynninger enn de som er anbefalt.
- Gjennomsnittlig batterilevetid avhenger av hvilket merke som brukes.
- Det er svært viktig å bruke batterier av samme merke og type.
- Bruk kun originalt tilbehør og reservedeler fra Flaem, vi påtar oss intet ansvar hvis det brukes uoriginale deler eller tilbehør

• Risiko for infeksjon:

- Vi anbefaler personlig bruk av tilbehøret for å unngå smittefare.
- Før hver bruk, følg de hygieniske forberedelsene.
- Når behandlingen er avsluttet, må du ikke la medisinen ligge igjen i medisinalbeholderen og gå videre med hygienisk forberedelse.
- Hvis forstøveren brukes til flere typer medisiner, må restene fjernes helt. Utfør derfor hygienisk forberedelse etter hver inhalering, også for å oppnå best mulig hygiene og for å optimalisere apparatets levetid og drift.

## ADVARSLER OM INTERFERENSRISIKO VED BRUK I DIAGNOSTISKE UNDERSØKELSER


Dette apparatet er utformet for å oppfylle gjeldende krav til elektromagnetisk kompatibilitet. Når det gjelder EMC-krav, krever elektromedisinsk utstyr spesiell forsiktighet ved installasjon og bruk, og må derfor installeres og/eller brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner. Risiko for elektromagnetisk interferens med andre enheter. Mobile eller bærbar RF-radio- og telekommunikasjonsenheter (mobiltelefoner eller trådløse tilkoblinger) kan forstyrre driften av elektromedisinsk utstyr. Enheten kan være utsatt for elektromagnetiske forstyrrelser i nærheten av andre enheter som brukes til spesifikk diagnose eller behandling. Du finner mer informasjon på [www.flaeemnuova.it](http://www.flaeemnuova.it).

HISTORIKK OVER FEIL OG LØSNING AV DISSE		
Problem	Årsak	Løsning
Apparatet slår seg på, men forstøver ikke eller forstøver svært lite.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Feil på medisinbeholderen og nettenheten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Senk medisinbeholderen og nettenheten (<b>2</b>) i en løsning av vann (50 prosent) og hvitvinseddik, skyll og sett sammen igjen som beskrevet i avsnitt <b>6.3 HYGIENISERING</b>.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen medikamentstrøm i forstøverområdet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at det lille hullet i midten av dekselet til <b>medisinbeholderen (2B)</b> ikke er tilstoppet, og rengjør det i så fall.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forstøvningshastigheten avhenger av hvilken type legemiddel som brukes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Behandlingstiden for inhalering avhenger av type legemiddel og pasientens inspiratoriske kapasitet.</li> <li>Helling: apparatet skal brukes mens du holder det rett. Hvis den vippes bakover, kommer ikke medikamentet i kontakt med nettet.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Væske har lekket ut fra nettet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tørk forsiktig av nettet med en bomullspinne eller rist det for å fjerne dråper fra medisinutløpsområdet.</li> </ul>
De blå led-lampene blinker og apparatet slås av etter noen sekunder. Apparatet slås av.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Det finnes ingen væske i beholderen.</li> <li>Det har gått 5 minutter siden enheten ble slått på.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at det er væske i medisinbeholderen (2).</li> <li>Slå på apparatet igjen.</li> </ul>
<b>Knappen (1A)</b> lyser rødt og blinker, og apparatet forstøver ikke eller slår seg av.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batteriene er oppbrukt eller utladet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skift ut batteriene (6) hvis de er av <b>alkalisk</b> type.</li> <li>Lad opp <b>batteriene</b> hvis de er av typen <b>Ni-MH</b> eller <b>litium</b>.</li> </ul>

HISTORIKK OVER FEIL OG LØSNING AV DISSE		
Problem	Årsak	Løsning
Enheten slår seg ikke på.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Problem med strømforsyningen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at <b>batteriene</b> er satt inn med riktig polaritet.</li> <li><b>Batteriene</b> er oppbrukt eller utladet. Skift ut eller lad opp.</li> </ul>
<p>Hvis apparatet fortsatt ikke fungerer som det skal etter at du har kontrollert forholdene beskrevet ovenfor, anbefaler vi at du kontakter forhandleren din eller et autorisert FLAEM-servicesenter i nærheten. Du finner en liste over alle servicesentre på <a href="http://www.flaemnuova.it/it/info/assistenza">http://www.flaemnuova.it/it/info/assistenza</a>.</p>		

## AVHENDING

### Apparat

 I henhold til direktiv 2012/19/EF indikerer symbolet på utstyret at utstyret som skal kasseres (unntatt tilbehør), anses som avfall og derfor må være gjenstand for "separat innsamling". Brukeren må derfor levere (eller få levert) dette avfallet til de separate innsamlingsstasjonene som er opprettet av de lokale myndighetene, eller levere det til forhandleren ved kjøp av et nytt apparat av tilsvarende type. Separat avfallsinnsamling og påfølgende behandling, gjenvinning og deponering fremmer produksjon av utstyr med resirkulerte materialer og begrenser de negative miljø- og helseeffektene forårsaket av feil avfallshåndtering. Uautorisert avhending av produktet fra brukerens side medfører anvendelse av de administrative sanksjonene som er fastsatt i lovene som gjennomfører direktiv 2012/19/EU i medlemslandet eller landet der produktet avhendes.

### Tilbehør

Tilbehør til masker og munnstykker skal kastes som vanlig avfall etter en hygieniseringssyklus.

### Emballasje



Produktboks



Varmekrympefilm for batterier



Produktemballasjepose



Varmekrympefilm for tilbehør

## INFORMASJON OM RESTRIKSJONER ELLER UFORENLIGHET MED VISSE STOFFER

- Interaksjoner: Materialene som brukes i apparatet, er biokompatible og i samsvar med lovbestemte forskrifter, men mulige allergiske reaksjoner kan ikke utelukkes helt.

## SYMBOLER PÅ ENHETEN ELLER EMBALLASJEN

 Medisinsk CE-merking ref. forordning 2017/745 EU og senere oppdateringer



Klasse II-utstyr



Før bruk: Vær oppmerksom, se i bruksanvisningen



Positiv polaritet



Negativ polaritet



Fri for ftalater og bisfenoler



Modellnummer



Temperaturbegrensning



Atmosfærisk trykkbegrensning



Avhending av batterier: Brukte batterier må kastes i egnede oppsamlingsbeholdere.

**SN**

Enhetsens serienummer



Produsent



Anvendt del av type BF



Likestrøm



Vær oppmerksom



Unik enhetsidentifikator



Medisinsk utstyr



Luftfuktighetsbegrensning



Produksjonsdato

**IP21**

Kapslingens beskyttelsesgrad: IP21. (Beskyttet mot faste partikler som er større enn 12 mm. Beskyttet mot tilgang med finger; Beskyttet mot vertikalt fallende vannråper).



## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Strømforsyning	2.4 - 3Vdc 1.5W 2 x AA alkaliske eller oppladbare batterier
Effekt	1,5W
Frekvens for transduser	108 KHz +/- 3KHz
Støynivå (ved 1 m)	ca. 40 dBA
Dimensjoner på apparat	5.0(L) X 6.2(D) X 13.7(H) cm
Vekt på forstøver	(uten batterier) 115 g
Dimensjoner på veske	19(L) X 15(D) cm
Levering ml/min <sup>(1)</sup>	≥ 0.30
MMAD <sup>(2)</sup>	3,93 µm
Respirabel fraksjon < 5 µm (FPF) <sup>(2)</sup>	ca. 61,3%
Aerosol Output (AO) <sup>(2)</sup>	0,701 mg
Aerosol Output Rate (AOR) <sup>(2)</sup>	0,172 mg
Restvolum <sup>(3)</sup>	<0,2 ml
Kapasitet på medisinbeholder	10 ml

<sup>(1)</sup> Forstøvningshastigheten ble målt med en 0,9% saltvannsløsning ved 23°C i henhold til Flaems interne prosedyre. Den kan variere avhengig av det medfølgende **forstøverhodet**, medikamentet og miljøforholdene. Leveringshastighetsverdiene kan også variere avhengig av pasientens pustekapasitet.

<sup>(2)</sup> In vitro-karakterisering utført av TÜV Rheinland Italia S.r.l. i samarbeid med universitetet i Parma. Mer informasjon er tilgjengelig på forespørsel. <sup>(3)</sup> Data samlet inn i henhold til intern Flaem-prosedyre.

## ANVENDETE DELER

Anvendte deler av type BF er: pasienttilbehør (3, 4, 5)

## MILJØFORHOLD

### Driftsforhold:

Omgivelsestemperatur	Mellom +10°C og +40°C
Relativ luftfuktighet	Mellom 10% og 75%
Atmosfærisk trykk	Mellom 69KPa og 106 KPa

### Lagings- og transportforhold:

Omgivelsestemperatur	Mellom -10°C og +35°C
Relativ luftfuktighet	Mellom 10% og 75%
Atmosfærisk trykk	Mellom 69KPa og 106 KPa

Merk: For lengre perioder og for bedre oppbevaring av selve batteriene, ta batteriene ut av enheten og oppbevar dem på et sted der temperaturene nevnt ovenfor overholdes.

## VARIGHET

Gjennomsnittslevetiden for de ulike komponentene nedenfor er relatert til en bruk av enheten på ca. 10 minutter per dag (2 behandlinger på 5 min.)







1 Apparatets hoveddel\* - 5 år



3, 4 og 5 Masker og munnstykke\* - 1 år

2 Beholder og nettenhet\* - 1 år

\* for referanse, se neste side

## APPARATETS UTSTYR INKLUDERER:


 <p>1 - Apparatets hoveddel Materiale: Akrylnitril-butadien-styren</p>	 <p>2- Medisinbeholder og nettenhet Materiale: Akrylnitril-butadien-styren</p>	 <p>3- Munnstykke Materiale: Silikon</p>
 <p>4- Barnemaske Materiale: Polypropylen + Termoplastiske elastomerer</p>	 <p>5- Voksenmaske Materiale: Polypropylen + Termoplastiske elastomerer</p>	 <p>6- AA alkaliske batterier 2x1,5 V</p>




- 1A – På-knapp
- 1B – Luke til batterirommet
- 1C – Krok i batterirommets luke
- 1D – Batterirom
- 2A – Koblingstapp for tilbehør
- 2B – Deksel til medisinbeholder
- 2C – Knapper for utløsning av beholder
- 2D – Krok til beholderdeksel

## BRUKSANVISNINGER

### 1 -Sette inn batteriene



**1a.** Åpne batterirommet (**1D**) ved å trykke på kroken på luken (**1C**) og løfte luken (**1B**) i pilenes retning.



**1b .** Sett de to **AA-batteriene (6)**, inn i **batterirommet (1D)**, og pass på å overholde riktig polaritet.

**1c.** Lukk igjen **luken til batterirommet (1B)**, og pass på at luken festes riktig.

### 2 - Forberedelse




#### **VÆR OPPMERKSOM!**

Før hver bruk må forstøveren og tilbehøret rengjøres og/eller desinfiseres som angitt i punkt 5/6. **DEMONTERING, HYGIENISK FORBEREDELSE.**

Personlig bruk av både forstøveren og tilbehør anbefales for å unngå infeksjonsfare.

**Bruk kun originalt Flaem-tilbehør.**



Vask hendene grundig før du forbereder inhalasjonsbehandlingen.

**2.1** Løft **kroken (2D)** på **dekselet (2B)**.

**2.2** Åpne **dekselet til medisinbeholderen (2B) helt**.


**2.3** Hell medisinen i beholderen (maks. kapasitet 10 ml).

**2.42.4** Lukk dekselet til **medisinbeholderen (2B) igjen**.

### **VÆR OPPMERKSOM**

Etter at medisinen er fylt i beholderen, må den forstøves.

## **3 - Konfigurasjon av apparatet**



**3.1** Fest ønsket tilbehør på **koblingstappen** for tilbehør **(2A)**:

- **Munnstykke (3)**

- **Barnemaske (4)**


- **Voksenmaske (5)**



Hvis du bruker maske-tilbehøret, plasserer du det på ansiktet som vist på figuren.

## **4 - Drift**

For å oppnå effektiv behandling må du sitte komfortabelt og avslappet etter at du har satt opp apparatet. Med LightNeb er det mulig å velge mellom følgende to dispenseringsmetoder: **"ON DEMAND"** og **"CONTINUOUS USE"**.



**4.1** Trykk på og slipp knappen (1A), knappen lyser blått og apparatet begynner å fungere i **"CONTINUOUS USE"**-modus.

**4.2** Trykk og slipp knappen (1A), og apparatet slås av.

**4.3** Ved å holde inne knappen (1A) i innåndingsfasen og slippe knappen (1A) i utåndingsfasen, brukes funksjonen **"ON DEMAND"**.

**4.4** Plasser **munnstykket (3)** på munnen. Alternativt kan du bruke **barnemasken (4)** eller **voksenmasken (5)**.


**4.5** For å øke effekten av behandlingen skal du puste langsomt og dypt inn, og etter innånding skal du holde pusten et øyeblikk slik at det inhalerte legemidlet kan legge seg langs luftveiene. Pust deretter langsomt ut.

**4.6** Apparaten slås av automatisk:


- **4.6a** etter 5 minutters drift i **"CONTINUOUS USE"**-modus;
- **4.6b** umiddelbart når du slipper knappen i **"ON DEMAND"**-modus;
- **4.6c** når det ikke er væske i beholderen etter at de blå led-lampene har blinket.

**4.7** Hvis du ikke bruker apparatet på mer enn 5 minutter, plasser det på en overflate som vist på figuren.

**4.8** Etter hver bruk må apparatet med tilbehør oppbevares på et tørt og støvfritt sted.



## 5 - Demontering av apparatet



**5.1** Trykk samtidig på **utløserknappene (2C)** på sidene av apparatet.


**5.2** Fjern medisnbeholderen og nettenheten.

**5.3** Fortsett med grundig rengjøring som beskrevet i kapittelet **HYGIENISK FORBEREDELSE**.

## 6 - HYGIENISK FORBEREDELSE


Før og etter hver bruk må apparatet og tilbehøret rengjøres og desinfiseres som beskrevet nedenfor. Hvis dette ikke gjøres, kan mikroorganismer sette seg fast i apparatet og forårsake infeksjonsfare. Ikke bruk alkohol eller andre løsemidler til å rengjøre enheten.

### 6.1 - Rengjøring av tilbehør, medisnbeholder og nett:



#### 6.1.1 Vasking:

Vask komponentene 2-3-4-5 i lunkent drikkevann med mildt (ikke-slipende) oppvaskmiddel, og skyll dem deretter grundig under en stråle med lunkent drikkevann for å fjerne eventuelle rester av oppvaskmiddel.




### 6.1.2 Tørrking:

**6.1.2.a** Etter at du har vasket og skylt alle komponentene, rister du dem for å fjerne overflødig vann og setter dem sammen igjen som beskrevet i følgende avsnitt **MONTERING AV APPARATET PÅ NYTT**.


For å fjerne vannet som har lagt seg i forstøverbeholderen og nettet (2), trykker du på knapp 1A (se figuren på neste side) og venter til apparatet slutter å forstøve. Slå deretter av enheten.

**VÆR OPPMERKSOM** Denne operasjonen er svært viktig, fordi den forhindrer kalkavleiringer i de mikroskopiske hullene i nettet, noe som kan hindre korrekt forstøvning i den påfølgende behandlingen.



**6.1.2.b** For å fullføre tørrkingen av alle komponentene, la dem ligge i friluft og på et tørt sted (f.eks. ikke på badet) som vist i figuren på siden.

## 6.2- Rengjøring av apparatets hoveddel




Bruk en klut som er lett fuktet med antibakterielt rengjøringsmiddel til å rengjøre **apparatets hoveddel (1)**.

Tørk den deretter med et mykt papirhåndkle.


**⚠ VÆR OPPMERKSOM**

Ikke senk **apparatets hoveddel (1)** ned i vann og ikke vask den under rennende vann fra springen.

**Ikke bruk alkohol til å rengjøre enheten.**



### 6.3- Hygienisering






**6.3.1** Senk **medisinbeholderen og den åpne nettenheten (2)** og tilbehør 3-4-5 i en løsning av 50% vann og 50% hvitvinseddik i minst 30 minutter. Skyll dem grundig med rennende varmt vann.

### 6.3.2 Tørrking


**Se punkt 6.1.2**

### 6.4-Desinfeksjon

<b>METODER</b>  <b>DELER SOM KAN DESINFISERES</b>		metode A)	metode B)	metode C)	metode D)
		Apparat for desinfisering av tåteflasker med damp ( <b>ikke mikrobølgeovn</b> )	Koking med demineralisert eller destillert vann	Elektrolytisk kloroksidant	Glutaraldehyd basert desinfeksjonsmiddel (Korsolex basic 4%, 15 min)
2 Medisin beholder og nett		JA  ukentlig maks. 52 sykluser	JA  ukentlig maks. 52 sykluser	NEI	JA MAKS. 300 sykluser
3 Munnstykke		JA MAKS. 300 sykluser	JA MAKS. 300 sykluser	JA MAKS. 300 sykluser	JA MAKS. 300 sykluser
4 - 5 Voksen- og barnemaske		JA MAKS. 300 sykluser	JA MAKS. 300 sykluser	JA MAKS. 300 sykluser	JA MAKS. 300 sykluser




#### 6.4.1 Metode A: Desinfeksjon med damp



Desinfiser tilbehøret i tabell 1 ved hjelp av desinfeksjonsprosedyren med et tåteflaskeapparat (**ikke mikrobølgeovn**), og regn med en behandlingstid på minst 15 minutter. Demineralisert eller destillert vann må brukes for å unngå kalkavleiringer som kan påvirke forstøverhodets funksjon. Les nøye gjennom bruksanvisningen for apparatet som brukes, for å finne ut hvor mye vann som kreves og hvordan desinfeksjonstrinene skal utføres.


#### 6.4.2 Metode B: Desinfeksjon ved koking



Desinfiser tilbehøret i tabellen ved å koke det i 10 minutter. Bruk demineralisert eller destillert vann for å unngå kalkavleiringer som kan påvirke forstøverhodets funksjon.

Vent til komponentene har avkjølt og tørket før du bruker dem på nytt.

#### 6.4.3 Metode C og D: Kjemisk desinfeksjon



**6.4.3 (METODE C)** Bruk av desinfeksjonsmiddel med elektrolytisk klorid (aktiv ingrediens natriumhypokloritt): senk tilbehør 3, 4, 5 ned i en løsning som er fremstilt i de proporsjoner som er spesifisert av væskeprodusenten.



**⚠ VÆR OPPMERKSOM Unntatt medisinerholder og nettenheten (2)**


**6.4.3 (METODE D)** Ved bruk av et desinfeksjonsmiddel fra glutaraldehydgruppen: legg medisinsbeholder (2) og tilbehøret (3, 4, 5) i bløt i en løsning i henhold til produktprodusentens anvisninger (f.eks. Korsorex basic, 4% i 15 minutter).

**6.4.3.a** La tilbehøret være nedsenket i den tidsperioden som er angitt på desinfeksjonsmiddelets emballasje, og som er knyttet til konsentrasjonen som er valgt for fremstilling av løsningen.


**6.4.3.b** Ta ut tilbehøret og skyll det grundig med lunkent drikkevann.

**6.4.3.c TØRKING:** utfør nøye alle operasjonene som er beskrevet i avsnitt 1.2. i bruksanvisningen.

**6.4.3.d** Kast løsningen i henhold til instruksjonene fra produsenten av desinfeksjonsmiddelet.



## 7 - MONTERING AV APPARATET PÅ NYTT




**7.1** Sett medisinsbeholderen og nettet (2) inn i apparathoveddelen (1) ved hjelp av føringen (A).





Pass på at tilbehørstappen er på samme side som knappen.

**7.2** Skyv helt ned til de to delene er heftet helt.

### 7.3 Lukk dekselet på medisinbeholderen (2B).



### TILGJENGELIGE RESERVEDELER OG TILBEHØR

 <p><b>Munnstykke</b> (i silikon) Modell: C007 kod.: ACO563P</p>	 <p><b>Barnemaske</b> (Soft-touch white) Modell: B023 kod.: ACO729P</p>
<p><b>Reservedel</b>    <b>Komplett medisinbeholder</b></p>  <p>     kod.: ACO001C</p>	 <p><b>Voksenmaske</b> (Soft-touch white) Modell: B022 kod.: ACO730P</p>

Bruk kun originalt tilbehør og reservedeler fra Flaem. Vi fraskriver oss ethvert ansvar hvis det brukes uoriginale deler eller tilbehør.

NO> Garantien bli gitt av den lokale forhandleren som solgte enheten, i samsvar med gjeldende lover.



FLAEM NUOVA S.p.A.  
Via Colli Storici, 221/223/225  
25015 S. MARTINO DELLA BATTAGLIA  
(Brescia) – ITALIA  
Tlf. +39 030 9910168  
[www.flaem.it](http://www.flaem.it)

© 2024 FLAEM NUOVA®  
Alle rettigheter forbeholdes  
Cod. 20329A0 rev. date 03/2024