



ALTE PRESTAZIONI
HIGH PERFORMANCE



BASSA RUMOROSITÀ
EXTREMELY SILENT

SINCE 1966
MADE IN ITALY

ProfiNeb

by **FLAEM**®



Per i più piccoli una **simpatica clip** applicabile all'ampolla!

A **funny clip** for kids to be fitted to the jet nebulizer



L'Aerosol potente e compatto
Powerful and Compact

Veloce, silenzioso e confortevole
Fast, Silent and Comfortable



Ampolla Valvolare RF7 Plus a due velocità
New RF7 Dual Speed Plus Nebulizer

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Mod. P0915EM

Compressore rotativo a pistone (esente da lubrificazione e da manutenzione) <i>Reciprocating piston compressor (designed for use without lubrication or maintenance)</i>	
Uso <i>Use</i>	30 minuti ON - 30 minuti OFF <i>30 minutes ON - 30 minutes OFF</i>
Alimentazione/Potenza <i>Unit Power supply/Power</i>	12V DC 1,25A <i>12V DC 1.25A</i>
Filtraggio aria <i>Air filtering</i>	Per una maggiore qualità, l'aria compressa viene aspirata dall'ambiente esterno e filtrata con un sistema ad alta efficienza (densità 320 mg/cm ³) <i>For better quality, the compressed air is extracted external of the housing and filtered using a high efficiency filter system (density 320 mg/cm³)</i>
Portata aria al compressore <i>Compressor air output</i>	9 l/min (approx.)
Pressione Max / <i>Max pressure</i>	2 ± 0,3 bar / 2 ± 0.3 bar
Rumorosità (a 1 m) <i>Sound level (at 1 m)</i>	50 dB (A) approx.
Dimensioni <i>Dimensions</i>	12 (L) x 12 (P) x 6 (H) cm <i>12 (length) x 12 (width) x 6 (height) cm</i>
Peso apparecchio <i>Handset Weight</i>	0,58 Kg <i>0.58 Kg</i>
Garanzia <i>Warranty</i>	5 ANNI <i>Please refer to your local dealer</i>

OMOLOGAZIONI APPROVALS

Conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici" e successivi aggiornamenti (solo per unità 230 V ~ 50 Hz) <i>In compliance with 93/42/EEC Medical Device Directive and subsequent updates (for the 230 V ~ 50 Hz unit only)</i>		
In conformità alla Norma Europea EN 10993-1 "Valutazione Biologica dei dispositivi medici" <i>In compliance with European standard EN 10993-1 Biological evaluation of medical devices</i>		
Codice <i>Code</i>	MI03P00	
Imballo <i>Master carton</i>	n° 8 pz. <i>8 pieces</i>	
		

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES



Ampolla RF7 Dual Speed Plus <i>RF7 Dual Speed Plus Nebulizer</i>	MIN con Valvola <i>with Valve</i>	MAX Selettore Aperto <i>Selector Open</i>
Erogazione ml/min ⁽¹⁾ approx. / <i>Delivery ml/min⁽¹⁾ approx.</i>	0.18	0.42
MMAD μm ⁽²⁾	2.95	2.44
Frazione respirabile < 5 μm ⁽²⁾ / <i>Breathable fraction < 5 μm⁽²⁾</i>	74.7%	80.7%
Capacità massima ⁽¹⁾ / <i>Maximum fill volume⁽¹⁾</i>	8 ml	

1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem I29-P07.5. I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente.
(1) Data shown is in accordance with Flaem Nuova internal procedure I29-P07.5. Values shown for the aerosol delivery may vary depending on the patients respiratory capacity / (2) Caratterizzazione in vitro certificata da TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in conformità allo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia Norma EN 13544-1. Maggiori dettagli sono disponibili su richiesta. / (2) In vitro testing certified by TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in compliance with the European Standard EN 13544-1 for nebulizing systems. Further details available on request.

DOTAZIONE CONTENTS



- 1 Nebulizzatore RF7 Dual Speed Plus / *RF7 Dual Speed Plus Nebulizer*
- 2 Boccaglio / *Mouthpiece*
- 3 Mascherina SoftTouch adulto / *Adult SoftTouch mask*
- 4 Mascherina SoftTouch pediatrica / *Paediatric SoftTouch mask*
- 5 Clip
- 6 Alimentatore / *Power supply*
- 7 Borsa per il trasporto / *Bag for transport*



Fabbricante/Manufacturer:

FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287
info@flaemnuova.it



www.fluem.it

