



# Accu-Therm®

ACCURATEZZA PROFESSIONALE

"Display vedo facile"

## Termometro digitale con punta flessibile *Digital Thermometer with flexible tip*

Precisa e veloce rilevazione della temperatura in 8"  
*Accurate and fast temperature detection in 8"*

Sonda dorata anallergica "Nichel free"  
*Golden hypoallergenic "Nickel free" probe*

Display ad immediato riscontro febbre  
(colorazione: verde ok - rosso febbre)  
*Large display with immediate fever feedback  
(color: green ok - red fever)*



Rilevazione della temperatura in 8"  
*Temperature detection in 8"*



Sonda dorata  
anallergica "nickel free"  
*Golden hypoallergenic  
"nickel free" probe*



Immediato riscontro febbre  
(colorazione: verde ok - rosso febbre)  
*Immediate fever feedback  
(color: green ok - red fever)*

**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
**TECHNICAL FEATURES**

Termometro digitale <i>Digital thermometer</i>	
Rilevazione della temperatura <i>Temperature recording</i>	in 8 secondi circa <i>in 8 seconds approx</i>
Tipi di utilizzo <i>Modality of use</i>	Orale, rettale e ascellare, in ambito domiciliare per adulti, bambini e neonati <i>Oral, rectal and axillar; suitable in a domestic background for adults, children and infants</i>
Precisione <i>Accuracy</i>	+/- 0,1 °C <i>+/- 0.1 °C</i>
Divisione <i>Division</i>	0,1 °C <i>0.1 °C</i>
Dimensioni <i>Dimensions</i>	140 (L) x 28,5 (P) x 15,5 (H) mm <i>140 (length) x 28.5 (width) x 15.5 (height) mm</i>
Peso <i>Weight</i>	18 g
Conforme alla direttiva 93/42 CEE <i>In compliance with Dir. 93/42/EEC</i>	 0044
Garanzia <i>Warranty</i>	2 anni <i>Please refer to your local dealer</i>

	ESPOSITORE da 12 Termometri <i>Display kit including 12 thermometers</i>	
	Codice <i>Code</i>	<b>TRM03</b>
	Imballo <i>Master carton</i>	n° 12 espositori <i>12 display units</i>
 <p>8 018294 012229</p>		

Maggiori informazioni sull'Aerosol terapia e sui prodotti Flaem Nuova sono disponibili consultando la nostra rete vendita o visitando il sito internet [www.flaemnuova.it](http://www.flaemnuova.it)  
*For further information on aerosol therapy and Flaem Nuova products please contact our sales network or visit our website [www.flaemnuova.it](http://www.flaemnuova.it)*

16604-0 Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2011 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. *FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.*



Distributore/Distributor :

FLAEM NUOVA S.p.A.  
Via Colli Storici, 221  
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy  
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287  
info@flaemnuova.it

FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda  
con sistema di qualità certificato  
Company with certified quality system



CERTIFICATO  
N. 9120,FLAE

CERTIFICATO  
N. 9124,FL02

Export Department of FLAEM NUOVA



medexpo  
international s.r.l.

3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy  
Phone (39) 02 4120769  
Fax (39) 02 48376295  
E-mail: info@medexpointernational.com

[www.flaem.it](http://www.flaem.it)