

MADE IN
ITALY

Lella la coccinella

THE LADYBUG


*Simpatia da
respirare!*





**SISTEMA
COMPLETO PER
AEROSOLTERAPIA**



COMPLETE SYSTEM
FOR AEROSOL THERAPY

FLAEM 
IL BENESSERE È DI CASA
A HEALTHY LIFESTYLE

11799-0 © Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A. - 2008 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. - FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.

 <p>Doccia Nasale Rhino Clear Rhino Clear nasal wash</p> <p>Trattamento specifico delle Alte vie respiratorie Treatment of upper airways</p>	Caratteristiche tecniche DOCCIA NASALE NASAL WASH technical features	
	Tempo di nebulizzazione di 10 ml NaCl Nebulisation time for 10 ml NaCl	2' 10" (minutes)
	Valori rilevati con procedura interna Flaem Results are as per Flaem procedure	
	MMAD	48 µm
	% < 10 µm	3.2
Valori rilevati con sistema Laser Malvern Mastersizer (presso un laboratorio esterno certificato) Test results were derived using a Malvern Mastersizer Laser System (in a certified laboratory)		
Capacità massima Maximum fill volume		10 ml

 <p>Ampolla RF6 basic² RF6 basic² nebuliser</p> <p>Trattamento dell'intero tratto respiratorio Treatment of the whole respiratory tract</p>	Caratteristiche tecniche NEBULIZZAZIONE NEBULISATION technical features			
	 Micronizzazione testata TÜV Particle size tested by TÜV			
	Erogazione Max Max delivery	ml/min	0.32	0.42
	MMAD	µm	3.6	3.6
	% di particelle < 5 Particles % < 5	%	66	67
Caratterizzazione in vitro eseguita presso Inamed Research GmbH & Co. KG per conto di TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Germany in conformità al nuovo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia, Norma EN 13544-1. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta. In vitro testing carried out at the Inamed Research GmbH & Co. KG on behalf of TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Germany in compliance with the new European Standard for aerosol therapy appliance and Standard EN 13544-1. Further details available on request.				
Capacità massima Maximum fill volume		8 ml		


Caratteristiche tecniche Technical features		Alimentazione/Potenza: Power supply/Power:	230V~ 50Hz 140VA Other voltages available on request
  <p>1,6 kg</p>		Compressore silenzioso (esente da lubrificazione e da manutenzione) Silenced compressor (designed for use without lubrication or maintenance)	
		Filtraggio aria: Air filtration:	
  <p>2,1 kg</p>		Per una maggiore qualità, l'aria compressa viene aspirata dall'ambiente esterno e filtrata con un sistema ad alta efficienza (porosità 50/70 µm) For better quality, the compressed air is extracted external of the housing and filtered using a high efficiency filter system (porosity 50/70 µm)	
		Portata aria al compressore: Compressor air output:	10 l/min (approx.)
  <p>2,1 kg</p>		Pressione Max: Max pressure:	2.5 bar (approx.)
		Rumorosità (a 1 m): Sound level (at 1 m):	57 dB(A) (approx.)
  <p>2,1 kg</p>		Conforme alla direttiva 93/42 CEE (solo per unità 230V~ 50Hz) In compliance with Dir. 93/42/EEC (for the 230V~ 50Hz unit only)	
		Omologazioni: Approvals:	
  <p>2,1 kg</p>			
		Garanzia: Warranty:	4 ANNI Please refer to your local dealer



Materiali anallergici e biocompatibili
Anti-allergenic and biocompatible materials

Accessori in dotazione	Accessories	Cod.
Kit Ampolla RF6 basic² con Boccaglio	RF6 basic² nebuliser Kit with mouthpiece	AC0367P
Doccia Nasale Rhino Clear	Rhino Clear Nasal wash	08208
Tubo di collegamento da 2 m	2 m Air connection tube	AC0225P
Mascherina adulto in PVC	PVC adult mask	AC079
Mascherina pediatrica in PVC	PVC child mask	AC089
Kit ricambi filtri aria (2 pezzi)	Spare air filter kit (2 pcs)	AC0164P
Favola per bambini	Fairy tale	11775
Comoda borsa contenitore	Carry bag	11296



LELLA LA COCCINELLA F700	Codice Code	C003P00	 <p>8 018294 008246</p>
	Imballo Master carton	n° 6 Pz 6 pieces	



Fabbricante / Manufacturer:

FLAEM NUOVA S.p.A
Elettromedicali/Elettrodomestici
Via Colli Storici, 221-223-225
25010 S. Martino della Battaglia - Brescia (ITALY)
Phone (39) 030 9910168 - Fax (39) 030 9910287
E-mail: info@flaemnuova.it
www.flaemnuova.it



FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system

Export Department of FLAEM NUOVA



3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy
Phone (39) 02 4120769
Fax (39) 02 48376295
E-mail: info@medexpointernational.com