

BPA AND  
PHTHALATES  
FREE

SINCE 1966  
MADE IN ITALY

# Tiralatte Breast Pump

by **FLAEM**®

## TIRALATTE


- Dispositivo per l'aspirazione del latte materno
- Nuova coppa massaggiante in morbido silicone per una confortevole estrazione del latte
- Livello di aspirazione regolabile
- Design compatto
- Pratica e comoda borsa da trasporto in dotazione

## BREAST PUMP


- *Electric Breast Pump*
- *New massaging breast shield made of soft silicone for a comfortable extraction of milk*
- *Adjustable sucking speed*
- *Compact design*
- *Practical and handy carrying bag provided*



SUZIONE / SUCTION



NEW



RIPOSO / REST



[www.flaem.it](http://www.flaem.it)

SINCE 1966  
MADE IN ITALY

# Tiralatte Breast Pump

by **FLAEM**

## ACCESSORI IN DOTAZIONE ACCESSORIES

Coppa auto-massaggiante in silicone  
Self-massaging silicone cup

Biberon da 250 ml  
250 ml feeding bottle



Tubi di collegamento  
Connection tubes



Tappo per biberon  
Cap for the bottle



Vaso salvamatore  
Overflow safety bottle



Comoda borsa per il trasporto  
Convenient carrying bag

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Pompa aspirante rotativa a pistone <i>Rotative piston compressor</i>	
Alimentazione <i>Voltage</i>	230 ~ 50Hz/140VA
Livello depressione regolabile <i>Adjustable vacuum level</i>	da 0 a -0,4 bar approx <i>from 0 to -0.4 bar approx</i>
Fusibile <i>Fuse</i>	T2A - 250V
Uso <i>Use</i>	Continuo <i>Continuous</i>
Rumorosità (a 1 m) <i>Sound level (at 1 m)</i>	60 dB (A) approx
Dimensioni <i>Dimensions</i>	22 (L) x 17 (P) x 17 (H) cm <i>22 (length) x 17 (width) x 17 (height) cm</i>
Peso <i>Weight</i>	2,4 Kg
In conformità alla direttiva 2006/95 CE 2004/108 CE - EN 14350-2 <i>Compliant with Directive 2006/95 CE 2004/108 - EN 14350-2</i>	
Garanzia <i>Warranty</i>	2 ANNI <i>Please refer to your local dealer</i>

<b>Tiralatte Breast pump</b>		 8 018294 012724
Codice Code	P400P00	
Imballo n° 6 pz. <i>Master carton 6 pieces</i>		 8 018294 012724
<b>Accessori per Tiralatte (venduti separatamente) Breast pump Accessories (sold separately)</b>		
Codice Code	ACO421P	

11975E0-0 Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2016 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.



Fabbricante/Manufacturer:

FLAEM NUOVA S.p.A.  
Via Colli Storici, 221  
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy  
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287  
info@flaemnuova.it

FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda  
con sistema di qualità certificato  
Company with certified quality system



Export Department of FLAEM NUOVA

medexpo  
international s.r.l.

3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy  
Phone (39) 02 4120769  
Fax (39) 02 48376295  
E-mail: info@medexpointernational.com

[www.flaem.it](http://www.flaem.it)

Numero Verde  
**800 236622**  
SERVIZIO CLIENTI FLAEM