

Rhino Clear[®] Mobile

**Doccia nasale
ricaricabile**
Rechargeable
nasal wash



**Adattatore nasale
fino a 3 anni**
Nasal adapter up
to 3 years



**Adattatore nasale
da 3 a 12 anni**
Nasal adapter
from 3 to 12 years



**Adattatore nasale
dai 12 anni in su**
Nasal adapter
from 12 years old

— 50 —
anni di eccellenza italiana
years of italian excellence

Rhino Clear® Mobile


Doccia nasale ricaricabile
Rechargeable nasal wash

Made in Italy



Caratteristiche Tecniche / Technical Features

Tensione base di ricarica / Charger base voltage	230V - 50Hz	
Potenza assorbita in ricarica / Power consumption during charging	2 W	
Tipo di ricarica / Type of charge	Permanente / Permanent	
Camera di nebulizzazione / Nebulisation chamber	Da 15 ml max estraibile e completamente lavabile 15 ml max removable and completely washable	
Tempo di nebulizzazione di 10 ml di NaCl Nebulisation time for 10 ml of NaCl	Circa 2 minuti (1 ml in circa 12 secondi) about 2 minutes (1 ml in about 12 seconds)	
Dimensioni doccia nasale / Nasal wash dimensions	7x6x15.5h cm	
Peso doccia nasale / Nasal wash weight	210 g	
Dimensioni doccia nasale / Charger base dimensions	15x9x8h cm	
Peso totale (base di ricarica completa di apparecchio e accessori) Total weight (Charger base complete with unit and accessories)	480 g	
Omologazioni Approvals	Conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici" In compliance with 93/42/EEC Medical Device Directive	CE 0051
	In conformità a: Norma Europea EN 10993-1 "Valutazione Biologica dei dispositivi medici" ed alla Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici" Esente da ftalati. In conformità a: Reg. (CE) n. 1907/2006 / Complies with: European standard EN 10993-1 "Biological Evaluation of Medical Devices" and European Directive 93/42/EEC "Medical Devices" Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006	PHthalates & BPA FREE
	Conforme alla Norma EN 60601-1 e EN 60601-1-11 (solo per unità 230V - 50Hz) / In compliance with std. EN 60601-1 and EN 60601-1-11 (for the 230 V - 50 Hz unit only)	TUV Rheinland CERTIFIED Type Approved Safety Regular Production Service Bureau www.tuv.com/it/certificazioni



Sistema a 2 camere brevettato, innovativo e confortevole / Patented, Innovative and Comfortable 2-chamber system

Seratoio recupero secrezioni / Secretion recovery chamber

Salt solution chamber for washing / Seratoio soluzione fisiologica per il lavaggio



Ampolla di ricambio
Accessory Cup
(cod. ACO409P)



Rhino Clear Mobile®

Codice / Code	DR04P00
Modello / Model	P0907EM
Imballo / Master carton	8 pezzi / 8 pieces



8 018294 009618

Per saperne di più



To know more

