

TabiThermae

Apparecchio per inalazioni termali caldo-umide per la ripetizione domiciliare delle cure termali
Unit for warm-moist thermal inhalations for following up spa treatments at home



Caratteristiche Tecniche / Technical Features

Alimentazione Power supply	230V - 50Hz
Potenza Output	700 W
Tempo inalazione Inhalation time	Circa 9' (per 1 litro di acqua termale) Approx. 9' (per litre of thermal spring water)
Dimensioni Dimensions	24,5 (L) x 23 (P) x 25,5 (H) cm 24.5 (length) x 23 (width) x 25.5 (height) cm
Peso Weight	1,7 Kg 1.7 kg
Uso / Use	<ul style="list-style-type: none"> • 30 min ON / 5 min OFF (caldaia riempita con 500 ml di acqua demineralizzata o potabile di rubinetto) • 15 min ON / 5 min OFF (caldaia riempita con 300 ml di acqua demineralizzata o potabile di rubinetto) • 30 min ON / 5 min OFF (boiler filled with 500 ml of demineralised water or drinking tap water) • 15 min ON / 5 min OFF (boiler filled with 300 ml of demineralised water or drinking tap water)
Conforme alla direttiva 93/42 CEE In compliance with Dir. 93/42 CEE	CE 0051



Grande autonomia fino a 3 applicazioni da 1 litro consecutive, ideale per la famiglia
Long operating time, up to three consecutive 1-litre applications, ideal for family use



Lunga durata con la resistenza rivestita in PTFE atossico
Long life with non-toxic PTFE covered heating element

TabiThermae

Code / Code	IT00E00
Imballo / Master carton	6 pezzi / 6 pieces



8 018294 006525

Per saperne di più



To know more



IT048A0-0 © Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A. 2019 - FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice. Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso.

Since 1966
FLAEM®
Medical Devices



TabiThermae

Le terme a casa tua
Thermae at home

Apparecchio per inalazioni termali caldo-umide, per la ripetizione domiciliare delle cure termali / Unit for warm-moist thermal inhalations, for following up spa treatments at home



Ergonomico grazie al boccaglio regolabile
Ergonomic thanks to the adjustable outlet



Sicuro, la vaschetta di recupero acqua calda è integrata nell'apparecchio
Safe, the warm water recovery tray is integral to the appliance



Semplice da preparare.
Rapidità di applicazione
Easy to prepare.
Fast application



La terapia dell'apparato respiratorio
The respiratory therapy

50

anni di eccellenza italiana
years of italian excellence

www.flaem.it

Since 1966
FLAEM®
Medical Devices

Manufacturer / Fabricante
FLAEM NUOVA S.p.A
Via Colli Storici, 221-223-225
25015 S. Martino della Battaglia - Brescia (ITALY)
Phone (+39) 030 9910168 - Fax (+39) 030 9910287
E-mail: info@flaemnuova.it
www.flaemnuova.it



FLAEM NUOVA S.p.A
Company with certified quality system
è un'azienda con sistema di qualità certificato

TabiThermae

Le terme a casa tua
 Thermae at home

Efficace perché la granulometria delle particelle emesse è simile a quelle prodotte negli stabilimenti termali
 Efficient because the size of the particles delivered is similar to that produced in thermal spas



Ergonomic grazie al boccaglio regolabile
 Ergonomic thanks to the adjustable outlet




Semplice da preparare. Rapidità di applicazione
 Easy to prepare. Fast application



Sicuro, la vaschetta di recupero acqua calda è integrata nell'apparecchio
 Safe, the warm water recovery tray is integral to the appliance




Lunga durata con la resistenza rivestita in PTFE atossico
 Long life with non-toxic PTFE covered heating element



Comodo, con la maniglia a scomparsa per il trasporto
 Convenient, with a retractable carrying handle



Resistente agli attacchi del calcare
 Resistant to scale build-up



Pratico e facile da pulire
 Practical and easy to clean



Compatto, integra la sede porta bottiglia
 Compact, incorporates the bottle housing



La terapia dell'apparato respiratorio

The respiratory therapy

— 50 —

anni di eccellenza italiana
 years of italian excellence

www.flaem.it