

 **FLAEM**[®]
a healthy lifestyle

SfigmoLife 
Evo

Misuratore
di pressione
*Blood pressure
monitor*



VALIDAZIONE ESH
ESH VALIDATION



ANNI DI GARANZIA
YEARS WARRANTY



- 2 canali x 60 misurazioni
- Rilevamento aritmia
- Classificazione rischio cardiaco
- Media ultime 3 rilevazioni
- Bracciale morbido taglia da 22 a 32 cm
- Borsello



- 2 zones for 60 measurements
- Irregular heartbeat detection
- Cardiac risk classification
- Average of last 3 memories
- Soft cuff size to 22 to 32 cm
- Carrying bag

www.flaem.it

SfigmoLife Evo

Misuratore
di pressione
*Blood pressure
monitor*

Bracciale morbido
Soft cuff



Batterie alcaline e Pochette incluse
Alkaline batteries and Cluth bag included

Caratteristiche Tecniche / Technical specifications:

Metodo di misurazione: <i>Measurement method:</i>	Oscillometrica <i>Oscillometric</i>
Alimentazione: <i>Power Supply:</i>	6 Vdc-4 batterie alcaline tipo AA (1,5 V) <i>6 Vdc-4 AA (1.5 V), Alkaline Batteries</i>
Range di misura / Measuring range:	SYS/DIA 40 - 230 mm / Hg <i>SYS/DIA: 40 to 230 mmHg</i>
Pulsazioni / Pulse:	40 - 199 battiti/minuto / 40 to 199 per minute
Memorie / Memory:	60 (due canali) / 60 (two channels)
Circonferenza bracciale semirigido / Arm circumference:	Taglia M / 22 - 32 cm / M size for 22-32 cm
Dimensioni / Size:	11 (L) x 11 (P) x 4,1 (H) cm / 15 (L) x 10.5 (W) x 4.1 (H) cm
Peso con batterie: <i>Weight:</i>	175 g / 175 g (with batteries)
Validazione: <i>Validation:</i>	In accordo ai protocolli internazionali ESH <i>In according to the ESH international protocol</i>
Conforme alla direttiva 93/42 CEE: <i>In compliance with Dir. 93/42/EEC:</i>	 0123
Garanzia / Warranty:	2 anni / 2 years

Sfigmolife Evo	Codice Code	SFG61	 8 018294 013387
	Imballo Master carton	n° 12 Pz 12 pieces	

© 17661 Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2017 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.



Distribuito da/Distributed by:
FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287
info@flaemnuova.it

  
CERTIFICATO N. 9120.FLAEM CERTIFICATO N. 9124.FL02
FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system

Numero Verde
800 236622
SERVIZIO CLIENTI FLAEM

www.fluem.it