

## Accu-Therm®

Termometro digitale  
 con punta fissa

Digital Thermometer  
 with fixed tip



**Rilevazione della temperatura in 60"**  
 Temperature detection in 60"



**Segnale acustico fine misurazione**  
 Acoustic signal end measurement



**Sistema automatico di spegnimento**  
 Automatic Switch off

50  
 anni di eccellenza italiana  
 years of italian excellence

# Accu-Therm®

Termometro digitale con punta fissa  
Digital Thermometer with fixed tip



## Caratteristiche Tecniche / Technical Features

Termometro digitale Uso / Digital thermometer

Rilevazione della temperatura / Temperature recording	In 60 secondi circa / In 60 seconds approx
Tipi di utilizzo Modality of use	Orale, rettale e ascellare; in ambito domiciliare per adulti, bambini e neonati Oral, rectal and axillar; suitable in a domestic background for adults, children and infants
Precisione / Accuracy	0,1 °C
Divisione / Division	0,1 °C
Dimensioni (L x P x H) / Dimensions (length x width x height)	123 x 28,5 x 9 mm
Peso / Weight	8 g
Garanzia / Warranty	2 anni / Please refer to your local dealer



Pratica custodia trasparente  
Convenient transparent case

### Accu-Therm® espositore da 12 termometri Display kit including 12 thermometers

Codice / Code	TRM07
Imballo / Master carton	12 espositori / 12 display units
Modello / Model	MT-31



8 018294 012236

Conforme alla direttiva 93/42 CEE  
In compliance with Dir. 93/43/EEC



HANGZHOU SEJOY ELECTRONICS & INSTRUMENTS CO., LTD.  
Building 2, No.202,Zhenzhong Road, West Lake Economy & Technology  
Zone 310030 Hangzhou China

Model: MT-31