

| | Codice | Accessorio/ Ricambio | Modello | Dettagli / Composizione kit | Compatibilità con aspiratori chirurgici professionali | | | | |
|---|---------|-------------------------|--|--|---|----------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | | | Aspira Go 20 I | Aspira Go 30 I | Aspira 20 I | Apsira 13,5 I | Aspira 11 I |
|  | ACO002A | Acc. | Vaso di raccolta secreti, sterilizzabile, da 1000 ml | Set con vaso sterilizzabile da 1000 ml, filtro e tubi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | ACO004A | Acc. | Vaso riutilizzabile in policarbonato da 1000 ml, filtro e tubi | Vaso monouso con guarnizione integrale di tenuta in silicone e doppio sistema di blocco overflow | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | ACO001A | Acc. | Vaso monopaziente da 800 ml | Vaso riutilizzabile in policarbonato con guarnizione integrale di tenuta in silicone e doppio sistema di blocco overflow | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 15224A0 | Ric. | Portavaso aggiuntivo | Portavaso aggiuntivo per alloggiamento vaso a sinistra o a destra, completo di piedini anti-vibrazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | ACO555P | Acc. | Set di 2 filtri | Filtri antibatterici, antivirali e idrofobici (monouso) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | ACO554P | Acc. | Set di 3 tubi in silicone | Set di 3 tubi sterilizzabili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ACO003A | Acc. | Set di 2 tubi in silicone | Set di 2 tubi sterilizzabili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 18772 | Acc. | Comando manuale del flusso aspirato | Regolatore manuale del flusso di aspirazione monouso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 16536B0 | Ric. | Borsa da trasporto | Borsa da trasporto per Aspira Go, con inserti riflettenti | ✓ | ✓ | - | - | - |
|  | ACO653P | Ric. | Batteria Li-ion ricaricabile | Batteria Li-ion ricaricabile e sostituibile per Aspira Go, rapida da caricare e di lunga durata | ✓ | ✓ | - | - | - |
|  | ACO203P | Ric. | Caricabatterie da rete con alimentatore multivoltaggio | Caricabatterie da rete con alimentatore multivoltaggio e spina EU (100-240V 50/60Hz) | ✓ | ✓ | - | - | - |