

Catalogo Generale





Vivere bene, respirando meglio.

Noi di Flaem sappiamo bene che il nostro benessere è influenzato dall'aria che respiriamo. Operiamo da oltre 50 anni nel campo dell'aerosolterapia e nella ricerca e sviluppo di un'ampia gamma di apparecchi innovativi per la cura ed il benessere di tutta la famiglia.

Al giorno d'oggi i disturbi delle vie respiratorie sono un problema molto diffuso; oltre il 30% della popolazione soffre di allergie, asma, riniti, sinusiti ed altre infezioni. La rapida crescita di queste patologie nella società moderna è determinata soprattutto dall'inquinamento dell'aria e dagli sbalzi termici, che mettono a dura prova la nostra salute.



Ci prendiamo cura dei bisogni delle persone, e lo facciamo grazie a dispositivi medici certificati e rigorosamente Made in Italy

In Flaem ci impegniamo quotidianamente per dare una risposta concreta all'aumentare di queste problematiche attraverso prodotti che si distinguono per l'elevata qualità ed efficienza.

Flaem è un gruppo solido, che cresce costantemente con l'obiettivo di esaminare e salvaguardare la salute delle persone attraverso soluzioni innovative per l'apparato respiratorio, mantenendo la progettazione e l'intera realizzazione degli apparecchi in Italia, in conformità ad elevati standard qualitativi, controllati e certificati.

Flaem Nuova Spa

Il reparto Ricerca e Sviluppo, con un'intensa e costante collaborazione con Istituzioni, Università e Centri di Ricerca Nazionali e Internazionali, è sempre allo studio di nuove soluzioni e nuovi componenti che possono migliorare il prodotto ed accelerare i relativi processi di evoluzione tecnologica e produttiva.

SINCE 1966
FLAEMNUOVA
S.p.A.
HEALTHCARE & HOUSEHOLD PRODUCTS



Flaem Nuova avvale di un team consolidato, che ha come obiettivo lo sviluppo e la distribuzione di una vasta gamma di prodotti sicuri ed affidabili. Lo spirito di squadra ed il grande senso di responsabilità verso i prodotti, sono le linee guida che contraddistinguono l'azienda e che sono condivisi dai 100 collaboratori, impegnati a realizzare dispositivi e sistemi all'avanguardia.



L'azienda è strutturata in diverse aree comprendenti uffici tecnici, commerciali e amministrativi, nonché reparti stampaggio materie plastiche, assemblaggio, laboratori, magazzini, organizzati e coordinati fra loro per poter progettare, produrre ed immettere sul mercato nazionale ed internazionale i propri prodotti.



Ricerca e sviluppo

L'area Ricerca e Sviluppo è un reparto fondamentale dell'azienda, in quanto si dedica allo sviluppo tecnologico, all'ottimizzazione e automatizzazione dei cicli produttivi.





Innovazione tecnologica

Certificati

Processo produttivo

L'innovazione tecnologica contribuisce al continuo miglioramento dei prodotti e ad ottimizzare i processi industriali, dando forma a idee e soluzioni.

Flaem Nuova opera secondo rigorose procedure operative e severi protocolli di produzione garantendo un elevato livello qualitativo dei prodotti, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza dell'utente finale. Flaem Nuova è un'azienda che opera secondo un sistema di qualità certificato.

I metodi adottati nella produzione portano ad un pieno controllo della qualità dei prodotti. Ogni singolo apparecchio, viene realizzato e controllato attraverso processi sia automatizzati che manuali, grazie all'elevata professionalità degli operatori di produzione.





La nostra storia



**Medical
Device
Regulation**

2023

Flaem Nuova è tra le prime realtà ad ottenere la nuova certificazione MDR



2022

Viene lanciato PulmoWaves2, dispositivo medico innovativo per la fisioterapia respiratoria

2021

Flaem introduce LightNeb, inizia la seconda generazione dei prodotti mesh

2019

Viene lanciato Latty il nuovo tiralatte professionale

2009

Lavaggio nasale compatto e ricaricabile "Rhino Clear Mobile", sempre pronto per l'uso

2000

Espansione delle strutture produttive

1990

Realizzazione della nuova sede commerciale

1980

La prima produzione di nebulizzatori portatili ad ultrasuoni

1975

"RapidFlaem 1" il primo nebulizzatore in policarbonato infrangibile

Anni '70

Il reparto assemblaggio

Anni '60

Il primo stabilimento di produzione di S. Martino della Battaglia Italia

1966

Flaem Nuova è stata fondata da Franco ed Elena Abate

Apparecchi per aerosolterapia basse vie respiratorie	12	AEROSOLTERAPIA
Apparecchi portatili per aerosolterapia basse vie respiratorie	19	
Sistemi per il trattamento delle alte vie respiratorie	28	ALTE VIE
Diagnostica e Benessere	34	DIAGNOSTICA E BENESSERE
Baby Flaem è vicina al tuo bambino	42	BABY FLAEM
Igiene orale	47	IGIENE ORALE

Capire l'aerosolterapia

L'aerosolterapia è un trattamento medico efficace per una varietà di patologie respiratorie del naso, della gola, dei bronchi e dei polmoni.

Un «aerosol» è una sospensione di particelle solide e/o gocce di liquido che penetrano nelle vie aeree attraverso la bocca e il naso, venendo a contatto con la laringe, la faringe e la trachea, ed eventualmente raggiungendo i polmoni: qui entrano in contatto con la mucosa bronchiale e le sacche d'aria, seguendo precise leggi della cinetica quali inerzia, gravità e diffusione. L'efficacia e la qualità della terapia dipendono dalla dimensione media delle particelle misurata. Il comfort dipende dalla velocità di trattamento e dalla portabilità del dispositivo.

Scelgliere il giusto nebulizzatore



Alte vie

Flaem offre un'ampia gamma di dispositivi innovativi specificatamente progettati per il corretto trattamento delle prime vie respiratorie, stand-alone o da collegare a un nebulizzatore a pistone. Prodotti Rhino Clear®.



Basse vie

Gli apparecchi Flaem sono rigorosamente Made in Italy e comprendono numerosi modelli di aerosol per il trattamento delle alte e delle basse vie respiratorie, oltre ad un'ampia gamma di soluzioni innovative per tutta la famiglia.



Perché scegliere i dispositivi di inalazione Flaem




Granulometria testata dal TÜV

L'affidabilità dei nebulizzatori Flaem è garantita da rigidi standard di produzione e da un monitoraggio costante. In particolare, le dimensioni delle particelle (MMAD) e la frazione respirabile (RF), sono testati da un ente terzo: TÜV Rheinland Italia S.r.l. e in collaborazione con l'Università di Parma.



Made in Italy

I sistemi di nebulizzazione Flaem sono completamente realizzati in Italia, attraverso un processo integrato interno e verticale. Questo pieno controllo è garanzia del più alto livello di qualità, integrità e prestazioni di ogni singolo prodotto Flaem.



Silenziosi e comodi

L'esperienza e la tecnologia di produzione Flaem si traducono anche in prodotti silenziosi, comodi da usare.



CE0051

L'affidabilità dei prodotti Flaem è garantita anche dalla marcatura CE0051, e dal monitoraggio del prodotto e del sistema produttivo in accordo con le autorità più prestigiose.



Alte vie respiratorie

L'aria che inaliamo passa inizialmente attraverso le alte vie respiratorie: naso, cavo orale, laringe e trachea. È proprio tramite questi canali, che portano il flusso dell'aria nel nostro corpo, che veniamo a contatto con l'ambiente esterno. Se l'aria che introduciamo risulta impura o contaminata, è possibile che nascano infezioni in grado di mettere a repentaglio la nostra buona salute. Flaem offre un'ampia gamma di apparecchi ad hoc per il trattamento delle alte vie respiratorie.



Basse vie respiratorie

Il tratto respiratorio inferiore comprende le parti sotto la faringe: dai polmoni fino alle mucose bronchiali e agli alveoli polmonari. Questo segmento è soggetto ad infiammazioni ed infezioni che possono essere semplicemente curate con l'ausilio della aerosolterapia. Una metodologia che ha un ruolo fondamentale non solo nella somministrazione di farmaci, ma anche nella prevenzione delle patologie.



Alte vie
respiratorie

Basse vie
respiratorie

La ricerca applicata alla scienza garanzia di terapia efficiente, silenziosa e confortevole

Micronizzazione testata da TÜV Rheinland Italia S.r.l.

L'affidabilità dei prodotti è garantita da severi protocolli di produzione e da un monitoraggio costante anche da parte di enti di omologazione internazionali, che dimostra l'elevato livello qualitativo di Flaem. La caratterizzazione in vitro è eseguita da TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaborazione con l'Università di Parma e in conformità agli Standard Europei vigenti.

Conformità alla norma europea "Valutazione Biologica dei dispositivi medici"

Ogni materiale o componente utilizzato nei prodotti Flaem è conforme alla Norma Europea EN 10993-1 "Valutazione Biologica dei dispositivi medici", rispondendo ai criteri ben definiti in materia di biocompatibilità.

Apparecchi silenziosi

L'alta tecnologia dei prodotti Flaem non rinuncia al piacere della silenziosità. Sono dispositivi che assicurano un livello di rumorosità estremamente ridotto: questa caratteristica permette un uso più confortevole, che può essere svolto in qualsiasi luogo e senza disturbo.

Mascherine in silicone (kit pediatrico)

Le Mascherine neonatali in silicone sono dotate di comodo raccordo ad angolo, utile per raggiungere il bambino in condizioni di massimo comfort.

Misura 0
cod. ACO389P

Misura 1
cod. ACO390P

Misura 2
cod. ACO391P



Confortevoli mascherine Soft- Touch con limitatore di dispersione

Le Mascherine Soft-Touch hanno il bordo esterno realizzato in TPE, un materiale biocompatibile molto morbido che garantisce un'ottima aderenza al viso.

Sono inoltre dotate del Limitatore di Dispersione che ottimizza la terapia riducendo la diffusione nell'ambiente del Farmaco erogato fra le fasi di inspirazione ed espirazione; con questo sistema si ottiene anche una riserva di farmaco disponibile nei successivi atti inspiratori.




Ampolla RF7 Dual Speed Plus

(Model: RF7-2)

Compressore	Wi.Neb go Delphinus NebulFlaem Pro					
(1) Pressione d'esercizio (bar)	0,75 0,95 1,3					
(1) Flusso all'ugello (L/min)	5,2 6,8 7,9					
Selettore	Valvola	MAX	Valvola	MAX	Valvola	MAX
(2) MMAD μm	2,95	2,44	2,76	2,91	2,21	2,38
(2) Velocità di erogazione (ml/min)	0,18	0,42	0,23	0,53	0,29	0,65

Alte vie

Basse vie



Ampolla RF7 Plus 2 velocità con valvole

Rapid Flaem 7 Dual Speed Plus è per Flaem Nuova la settima generazione di ampolle per aerosolterapia e racchiude in sé i 50 anni di esperienza specifica di settore. L'efficienza e la rapidità di trattamento sono le caratteristiche essenziali di questa ampolla a due velocità di erogazione con sistema valvolare, che, grazie alle rinnovate geometrie interne, consente di ottenere una nebulizzazione del farmaco con ottimali valori di granulometria adatti al trattamento dell'intero tratto respiratorio, riducendo la dispersione e il residuo finale del farmaco.




Ampolla RF7 Dual Speed

(Model: RF7-1)

Compressore	Alpha Neb	
(1) Pressione d'esercizio (bar)	0,65	
(1) Flusso all'ugello (L/min)	6,8	
Selettore	MIN	MAX
(2) MMAD μm	3,78	4,58
(2) Velocità di erogazione (ml/min)	0,25	0,55

Alte vie

Basse vie



Ampolla RF7 2 velocità

L'efficienza e la rapidità di trattamento sono le peculiarità di questa nuova ampolla a due velocità di erogazione, che grazie alle rinnovate geometrie interne consente di ottenere una nebulizzazione del farmaco con ottimali valori di granulometria adatti al trattamento dell'intero tratto respiratorio.




Ampolla RF8 Dual Speed

(Model: RF8-3)

Compressore	AirMate	
(1) Pressione d'esercizio (bar)	0,7	
(1) Flusso all'ugello (L/min)	2,7	
Selettore	MIN	MAX
(2) MMAD μm	4,01	4,48
(2) Velocità di erogazione (ml/min)	0,19	0,40

Alte vie

Basse vie



Ampolla RF8 Dual Speed

L'ampolla che nebulizza tutti i farmaci dotata di Selettore a due velocità che Flaem Nuova inserisce nella vasta gamma di ampolle per aerosolterapia sviluppata in quasi 50 anni di esperienza specifica di settore. La rapidità e l'efficienza del trattamento terapeutico sono le peculiarità di questa nuova ampolla a due velocità di erogazione ottenibili con il nuovo selettore rotante. L'aerosol generato ha valori di granulometria ottimali per un'efficace somministrazione del farmaco. Minima dispersione in ambiente e minimo il residuo finale della dose non nebulizzata.

(1) Dati rilevati secondo procedura interna. I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente

(2) Caratterizzazione in vitro eseguita da TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaborazione con l'Università di Parma e in conformità allo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta.

Aerosolterapia per le basse vie respiratorie





Per saperne di più

AirMate

Compattezza, robustezza e velocità di erogazione sono le peculiarità di AirMate, un apparecchio per aerosol indicato per le terapie generiche. La dotazione prevede l'ampolla RF8 a due velocità corredata dalle mascherine per adulto e per uso pediatrico soft-touch con bordo morbido e il filtro professionale per l'aria aspirata. La maneggevolezza e la silenziosità di funzionamento completano le caratteristiche di questo dispositivo.

DOVE USARLO



Casa

USO



Stagionale

DIMENSIONI PARTICELLE TESTATE



da TÜV Rheinland Italia S.r.l.

AEROSOLTERAPIA



5
ANNI

GARANZIA

Perché scegliere AirMate (Model: P0504EM F400)

MD



Per terapie generiche



Ampolla RF8 a due velocità



Silenzioso



Compatibile con doccia nasale accessorio Rhino Clear® (non presente nella confezione)



Filtro aria professionale



Mascherine Soft-Touch adulto/pediatrica



Made in Italy

Ampolla RF8 Dual Speed

(Model: RF8-3)

Caratteristiche tecniche di nebulizzazione

Ampolla a due velocità	Selettore velocità	
	MIN	MAX
Erogazione ml/min' (1)	0,19	0,40
MMAD µm (2)	4,01	4,48
Frazione respirabile < 5 µm (2)	61,1%	55,5%
Capacità massima	8 ml	

(1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem. I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente.

(2) Caratterizzazione in vitro eseguita da TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaborazione con l'Università di Parma. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta.

CODICE

SC36P00

IMBALLO

8 pz

COD. MINSAN

975072341

Prodotto sicuro >

CE 0051





Per saperne di più

AlphaNeb

AlphaNeb è un apparecchio aerosol pensato per terapie generiche, che può essere utilizzato in modo continuativo e costante. È dotato di un'ampolla RF7 a due velocità ed è caratterizzato da un sistema professionale di filtraggio dell'aria, di notevole silenziosità e dalle dimensioni contenute. L'eccellente maneggevolezza lo rendono un prodotto ideale per essere trasportato ovunque, essendo dotato di una pratica maniglia e di un borsello per il trasporto. Comfort e benessere sono garantiti dalla mascherina soft-touch con bordo morbido per una perfetta adattabilità al viso.

DOVE USARLO



Casa

USO



Stagionale

DIMENSIONI PARTICELLE TESTATE



da TÜV Rheinland Italia S.r.l.



5
ANNI
GARANZIA

Perché scegliere AlphaNeb

(Model: P0707EM F400)



Ampolla RF7 a due velocità



Silenzioso



Mascherina adulto
Soft-Touch



Compatibile con doccia
nasale accessorio Rhino
Clear®

(non presente nella confezione)



Filtro aria professionale



Pratico borsello



Vano porta cavo
di alimentazione



Made in Italy

Ampolla RF7 Dual Speed

(Model: RF7-1)

Caratteristiche tecniche di nebulizzazione

Ampolla a due velocità	Selettore velocità	
	MIN	MAX
Erogazione ml/min' (1)	0,25	0,55
MMAD µm (2)	3,78	4,58
Frazione respirabile < 5 µm (2)	63%	54,4%
Capacità massima	8 ml	

(1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem. I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente.

(2) Caratterizzazione in vitro eseguita da TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaborazione con l'Università di Parma. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta.



Per saperne di più

Flaem Duo

Questo completo sistema è indicato per la cura dell'intero tratto respiratorio. La sua dotazione infatti prevede l'ampolla RF7 Dual Speed per la cura delle basse vie respiratorie (dalle comuni patologie stagionali fino ad asma, bronchite, bronchiolite) e la doccia nasale Rhino Clear® per il trattamento delle alte vie respiratorie (raffreddore, riniti allergiche, sinusiti). L'equipaggiamento si completa con le mascherine soft-touch e l'adattatore nasale a forcella per l'ampolla, tre Adattatori Nasali soft-touch per la doccia nasale e infine il borsello per il trasporto.

DOVE USARLO



Casa

USO



Stagionale

DIMENSIONI PARTICELLE TESTATE



da TÜV Rheinland Italia S.r.l.

5
ANNI

GARANZIA



AEROSOLTERAPIA



Doccia Nasale Rhino Clear® (Model: RC1-1)

- Rhino Clear® nebulizza 10 ml di soluzione fisiologica in circa 2 minuti
- La camera di nebulizzazione ha una capacità MAX di 15 ml di soluzione
- È utilizzabile con soluzioni saline (isotoniche, ipertoniche, ai liposomi, etc.), acque termali o farmaci normalmente reperibili in farmacia.

Perché scegliere Flaem Duo

(Model: P1207EM F400)

MD



Ampolla RF7 a due velocità



Doccia nasale Rhino Clear®



Silenzioso



Vano porta cavo di alimentazione



Mascherine Soft-Touch adulto/pediatrica



Pratico borsello



Filtro aria professionale



Made in Italy

Ampolla RF7 Dual Speed (Model: RF7-1)

Caratteristiche tecniche di nebulizzazione

Ampolla a due velocità	Selettore velocità	
	MIN	MAX
Erogazione ml/min' (1)	0,25	0,55
MMAD µm (2)	3,78	4,58
Frazione respirabile < 5 µm (2)	63%	54,4%
Capacità massima	8 ml	

(1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem. I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente

(2) Caratterizzazione in vitro eseguita da TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaborazione con l'Università di Parma. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta.

CODICE

FJ58P00

IMBALLO

6 pz

COD. MINSAN

933081770

Prodotto sicuro



0051





Per saperne di più

AeroFlaem

AeroFlaem è un apparecchio per aerosol silenzioso, robusto e indicato per terapie generiche. Può essere utilizzato in modo continuo. Nel suo ampio vano accessori trovano comodo alloggio l'ampolla RF7 a due velocità e la mascherina soft-touch con morbido bordo; vi è inoltre dislocato il filtro professionale per l'aria aspirata. Il vano porta cavo, igienicamente separato dagli accessori, e la maniglia integrata nella struttura lo rendono un prodotto estremamente maneggevole e sicuro nel trasporto.

DOVE USARLO



Casa

USO



Stagionale

DIMENSIONI PARTICELLE TESTATE



da TÜV Rheinland Italia S.r.l.



5
ANNI

GARANZIA

Perché scegliere AeroFlaem (Model: P0703EM F400)



Per terapie generiche



Vano porta accessori



Vano porta cavo di alimentazione



Silenzioso



Filtro aria professionale



Ampolla RF7 a due velocità



Mascherina adulto Soft-Touch



Compatibile con doccia nasale accessorio Rhino Clear® (non presente nella confezione)



Made in Italy

Ampolla RF7 Dual Speed (Model: RF7-1)

Caratteristiche tecniche di nebulizzazione

Ampolla a due velocità	Selettore velocità	
	MIN	MAX
Erogazione ml/min' (1)	0,25	0,55
MMAD µm (2)	3,78	4,58
Frazione respirabile < 5 µm (2)	63%	54,5%
Capacità massima	8 ml	

(1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem. I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente.

(2) Caratterizzazione in vitro eseguita da TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaborazione con l'Università di Parma. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta.



Per saperne di più

Delphinus

Apparecchio aerosol dal design classico, ideato per terapie frequenti. Il compressore è per un uso continuo, è veloce, silenzioso, confortevole e compatto ed è inoltre munito di maniglia per gli spostamenti e di vano con coperchio per gli accessori, igienicamente separato dal vano del cavo che si trova sul retro. Il filtraggio dell'aria è ottenuto con un filtro professionale ad alta efficienza. La dotazione prevede l'ampolla RF7 Dual Speed Plus a due velocità con sistema valvolare e le mascherine soft-touch con bordo morbido.

DOVE USARLO



Casa

USO



Frequente

DIMENSIONI PARTICELLE TESTATE



da TÜV Rheinland Italia S.r.l.



AEROSOLTERAPIA



5
ANNI

GARANZIA

Perché scegliere Delphinus (Model: DELPHINUS F1000)



Per terapie frequenti



Vano porta accessori



Vano porta cavo di alimentazione



Silenzioso



Filtro aria professionale



Ampolla RF7 Plus a due velocità con sistema valvolare



Mascherine Soft-Touch adulto/pediatrica



Compatibile con doccia nasale accessorio Rhino Clear® (non presente nella confezione)



Made in Italy

Ampolla RF7 Dual Speed Plus (Model: RF7-2)

Caratteristiche tecniche di nebulizzazione

Ampolla a due velocità con sistema valvolare	Selettore velocità	
	MIN	MAX
Erogazione ml/min' (1)	0,23	0,53
MMAD µm (2)	2,76	2,91
Frazione respirabile < 5 µm (2)	78,5%	76%
Capacità massima	8 ml	

(1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem. I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente.

(2) Caratterizzazione in vitro eseguita da TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaborazione con l'Università di Parma. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta.

CODICE	IMBALLO	COD. MINSAN
DF30P00	8 pz	921568566

Prodotto sicuro >





Per saperne di più

NebulFlaem Pro

Apparecchio aerosol con prestazioni professionali, dotato di potente compressore per un uso continuo. Veloce, silenzioso, confortevole e compatto, è inoltre munito di maniglia per gli spostamenti e di vano con coperchio per gli accessori, igienicamente separato dal vano del cavo che si trova sul retro. Il filtraggio dell'aria è ottenuto con un filtro professionale ad alta efficienza. La dotazione prevede l'ampolla RF7 Dual Speed Plus a due velocità con sistema valvolare e le mascherine soft-touch con bordo morbido.

DOVE USARLO



Casa / Professionale

USO



Intensivo

DIMENSIONI PARTICELLE TESTATE



da TÜV Rheinland Italia S.r.l.



6

ANNI

GARANZIA

Perché scegliere NebulFlaem Pro (Model: NEBULFLAEM PRO)



Per uso intenso



Vano porta accessori



Vano porta cavo di alimentazione



Silenzioso



Filtro aria professionale



Ampolla RF7 a due velocità con sistema valvolare



Mascherine Soft-Touch adulto/pediatrica



Compatibile con doccia nasale accessorio Rhino Clear® (non presente nella confezione)



Tubo ampolla lungo 2 m



Made in Italy

Ampolla RF7 Dual Speed Plus (Model: RF7-2)

Caratteristiche tecniche di nebulizzazione

Ampolla a due velocità	Selettore velocità	
	MIN	MAX
Erogazione ml/min' (1)	0,29	0,65
MMAD µm (2)	2,21	2,38
Frazione respirabile < 5 µm (2)	84,2%	81,5%
Capacità massima	8 ml	

(1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem. I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente

(2) Caratterizzazione in vitro eseguita da TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaborazione con l'Università di Parma. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta.

Apparecchi portatili per aerosolterapia Basse vie respiratorie





Per saperne di più

LightNeb

La nuova generazione dell'aerosol



2
ANNI

GARANZIA*

EFFICIENTE

Adatto per nebulizzare un gran numero di farmaci in sospensione, tra cui Budesonide e Beclometasone.

PORTATILE

Piccolo, leggero, ergonomico, tascabile.

SILENZIOSO

Nebulizzazione estremamente silenziosa.

FACILE DA USARE

Semplice da usare, con una spia che segnala quando è in funzione.

UFFICIALMENTE TESTATO

Test in vitro eseguiti da TÜV Rheinland Italia Srl in collaborazione con l'Università degli studi di Parma.

MADE IN ITALY

Il primo e unico nebulizzatore con tecnologia Mesh completamente ingegnerizzato e prodotto in Italia.

LightNeb

Grazie alla sua innovativa tecnologia "Vib-Mesh", nebulizza anche i farmaci in sospensione come beclometasone e budesonide (corticosteroidi), e lo fa in completa silenziosità.

DOVE USARLO		USO	DIMENSIONI PARTICELLE TESTATE
			
Casa	Portatile / Con batteria	Frequente	da TÜV Rheinland Italia S.r.l.



Controllo luminoso delle funzioni

-  Acceso
-  Fine del trattamento
-  Batteria in esaurimento
-  Batteria scarica

Progettato e prodotto in Italia

Confortevoli accessori Soft Touch: bocaglio, mascherine per adulti e pediatriche

Perché scegliere LightNeb

(Model: P0318EM)



Made in Italy



Portatile e compatto



Estremamente silenzioso



Nebulizza i farmaci in sospensione, come beclometasone e budesonide (corticosteroidi)



Alimentazione con due batterie stilo AA (incluse)

Vib-Mesh Technology

Caratteristiche tecniche di nebulizzazione

Erogazione ml/min ⁽¹⁾	≥0,30
MMAD μm (2)	3,7 - 4,6
Frazione respirabile < 5 μm (2)	65%
Capacità massima	10 ml

(1) La velocità di nebulizzazione è stata misurata con una soluzione salina allo 0,9% a 23° C secondo procedura interna Flaem. Può variare in funzione della testina di nebulizzazione in dotazione, del farmaco e delle condizioni ambientali. I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione anche della capacità respiratoria del paziente.

(2) Caratterizzazione in vitro eseguita da TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaborazione con l'Università di Parma e in conformità allo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta.

CODICE	IMBALLO	COD. MINSAN
MF32E00	4 pz	984099869

Prodotto sicuro >





Per saperne di più

Wi.Neb go

Sistema di nebulizzazione a compressore portatile e silenzioso. Molto veloce ed efficace, il Wi.Neb go può essere usato ovunque combinato ad una batteria al litio di lunga durata (opzionale).

DOVE USARLO	USO	DIMENSIONI PARTICELLE TESTATE
		
Casa	Portatile / Con batterie	Frequente

da TÜV Rheinland Italia S.r.l.



5
ANNI
GARANZIA



La tecnologia PWM (modulazione di larghezza d'impulso) garantisce una costante erogazione durante l'intero funzionamento della batteria. La batteria può essere ricaricata completamente in circa 2 ore attraverso l'alimentazione di rete o tramite cavo di alimentazione per accendisigari da 12V incluso.

Perché scegliere Wi.Neb go

(Model: P0905EM)



-  Ampolla RF7 Plus a due velocità con sistema valvolare
-  Molto silenzioso
-  Mascherine Soft-Touch adulto/pediatrica
-  Filtro aria professionale
-  Pratico borsello
-  Utilizzabile in automobile
-  Compatibile con doccia nasale accessorio Rhino Clear®
-  Basso consumo energetico
-  Alimentatore universale
-  Made in Italy

Ampolla RF7 Dual Speed Plus (Model: RF7-2)

Caratteristiche tecniche di nebulizzazione

Ampolla a due velocità	Selettore velocità	
	MIN	MAX
Erogazione ml/min ⁽¹⁾	0,18	0,42
MMAD µm ⁽²⁾	2,95	2,44
Frazione respirabile < 5 µm ⁽²⁾	74,7%	80,7%
Capacità massima	8 ml	

(1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem. I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente.
(2) Caratterizzazione in vitro eseguita da TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaborazione con l'Università di Parma. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta.

CODICE	IMBALLO	COD. MINSAN
WI02P00	4 pz	921568592

Prodotto sicuro





Per saperne di più

ProfiNeb

ProfiNeb, l'aerosol compatto e performante. Un'incomparabile silenziosità (50dB) lo rende particolarmente adatto alla nebulizzazione pediatrica: l'ampolla RF7 Dual Speed Plus è stata dotata, come accessorio di serie, di una divertente clip pediatrica per intrattenere i pazienti più piccoli durante la terapia. ProfiNeb si caratterizza inoltre per un design contemporaneo ed estremamente compatto che occupa poco spazio in casa. L'alimentazione a 12V consente la dotazione di serie del cavo accendisigari per poter assumere la terapia aerosol anche fuori casa.

DOVE USARLO



Casa



Portatile

USO



Frequente

DIMENSIONI PARTICELLE TESTATE



da TÜV Rheinland Italia S.r.l.



Per i più piccoli una simpatica clip applicabile all'ampolla!

5
ANNI

GARANZIA



Perché scegliere ProfiNeb

(Model: P0915EM)



Ampolla RF7 Plus a due velocità con sistema valvolare



Compatibile con doccia nasale accessorio Rhino Clear® (non presente nella confezione)



Molto silenzioso



Alimentatore switching multivoltaggio 100-240V~ 50/60Hz



Mascherine Soft-Touch adulto/pediatrica



Filtro aria professionale



Made in Italy

Ampolla RF7 Dual Speed Plus (Model: RF7-2)

Caratteristiche tecniche di nebulizzazione

Ampolla a due velocità	Selettore velocità	
	MIN	MAX
Erogazione ml/min' (1)	0,18	0,42
MMAD µm (2)	2,95	2,44
Frazione respirabile < 5 µm (2)	74,7%	80,7%
Capacità massima	8 ml	

(1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem. I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente

(2) Caratterizzazione in vitro eseguita da TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaborazione con l'Università di Parma. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta.

CODICE	IMBALLO	COD. MINSAN
MI03P00	8 pz	975051020

Prodotto sicuro >





Per saperne di più


AirFeel®

Tutta la fisioterapia respiratoria, in una mano.


Posizione ⊕
terapia PEP

5
ANNI
GARANZIA

Posizione ⊕
terapia OPEP




Doppio utilizzo: OPEP e PEP



Posizione ⊕ | terapia OPEP

Quando la manopola è ruotata in posizione “aperta”, il dispositivo esegue una terapia di tipo OPEP. L'OPEP è una combinazione della terapia PEP unita all'oscillazione: la PEP massimizza il flusso d'aria in espirazione e previene il collasso dinamico delle vie aeree. L'aumento della ventilazione alveolare in combinazione con il movimento oscillatorio dell'aria riduce le proprietà viscoelastiche del muco, rendendo più facile la sua mobilizzazione e consentendo la rimozione delle secrezioni.



Posizione ⊕ | terapia PEP

Quando la manopola viene ruotata in posizione “chiusa”, blocca la sfera interna e spinge l'aria solo attraverso il foro selezionato sulla ghiera. Come dispositivo a pressione espiratoria positiva (PEP), AirFeel® contribuisce a migliorare la pulizia delle basse vie aeree attraverso la ventilazione collaterale, aumentando temporaneamente la capacità funzionale residua dei polmoni.

Perché scegliere AirFeel® (Model: P0920EM)

MD



Portatile ed ergonomico



1 dispositivo - 2 terapie



Disponibile kit manometro
per personale medico



Tappanaso in dotazione



Leggero, pesa solo 110 g



Facile da pulire



Pratico borsello



Per saperne di più

Zeffiro

Spacer antistatico

Flaem offre la camera di inalazione distanziatrice (spacer) “Zeffiro” per facilitare la somministrazione di farmaci da MDI (erogatori per farmaci spray pre dosati). Si tratta di un distanziatore per MDI in materiale antistatico per prevenire l’adesione delle particelle nebulizzate alle pareti del dispositivo. Flaem Zeffiro è dotato della originale “Cross Valve Technology” che permette l’inspirazione ottimale del farmaco e la visibilità della sua effettiva assunzione all’apertura della valvola durante l’atto inspiratorio del paziente. Il dispositivo ha un adattatore in materiale morbido che permette l’utilizzo con tutti i dispenser MDI presenti nel mercato e viene fornito di serie con una mascherina che assicura la perfetta tenuta del farmaco e il comfort del paziente per una corretta tecnica di inalazione.

Boccaglio multiuso

Il diametro interno di 15 mm e il boccaglio del diametro esterno di 22 mm si adattano rispettivamente a tutte le maschere standard ISO. Forma ovale per un maggiore comfort del paziente.

Camera antistatica

- Trasparente, per consentire una chiara visione del movimento della valvola e il corretto utilizzo da parte dei pazienti.
- Antistatica, per aiutare a massimizzare il tempo di sospensione aerosol.
- Realizzata con materiali senza BPA, Ftalati, Lattice e PVC.



Mascherina facciale

Realizzata in morbido silicone trasparente per adattarsi al viso.



Cross valve technology

Fornisce una resistenza molto bassa per consentire una facile inalazione di farmaci; evita esalazioni nella camera che comprometterebbero la corretta emissione del farmaco.



Base universale

Compatibile con tutti gli spray predosati (pMDI).

MD

CODICE	IMBALLO	COD. MINSAN
SPC01	8 pz	940733710



Medical Developments International Ltd.
4 Caribbean Drive, Scoresby,
Victoria 3179, Australia

EC REP

Westervourtsedijk 60
6827 At Arnhem
The Netherlands

Model: SP-ANTI-CE-MM-IT



Zeffiro



0805

Silicone Face Mask



Tabella riassuntiva Aerosol

Apparecchio					
	AirMate	AlphaNeb	Flaem Duo	AeroFlaem	Delphinus
Codice prodotto	SC36P00	AN11P00	FJ58P00	NA15P00	DF30P00
Uso	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo
Alimentazione Potenza	230V~ 50Hz 130VA	230V~ 50Hz 130VA	230V~ 50Hz 130VA	230V~ 50Hz 130VA	230V~ 50Hz 140VA
Portata aria al compressore	9 l/min	9 l/min	9 l/min	9 l/min	10 l/min
Pressione MAX	1,8 ± 0,3 bar	1,8 ± 0,3 bar	1,8 ± 0,3 bar	1,8 ± 0,3 bar	2,6 ± 0,4 bar
Rumorosità	54 dB(A) approx	54 dB(A) approx	54 dB(A) approx	54 dB(A) approx	56 dB(A) approx
Dimensioni LxPxH cm	16,0 x 20,0 x 12,0	18,0 x 19,0 x 13,0	17,5 x 19,5 x 10,5	27,0 x 19,0 x 11,0	18,0 x 30,0 x 10,0
Peso	1,5 Kg	1,3 Kg	1,4 Kg	1,7 Kg	2,1 Kg
Imballo	8 pezzi	8 pezzi	6 pezzi	6 pezzi	8 pezzi
ACCESSORI Disponibilità, codici e descrizione	ACO461P Ampolla RF7 d.s. (ampolla+boccaglio) ACO512P Mascherina bimateriale adulto ACO513P Mascherina bimateriale pediatrica ACO439P Filtri nr. 2 pz	ACO461P Ampolla RF7 d.s. (ampolla+boccaglio) ACO512P Mascherina bimateriale adulto ACO513P Mascherina bimateriale pediatrica ACO439P Filtri nr. 2 pz	ACO461P Ampolla RF7 d.s. (ampolla+boccaglio) ACO512P Mascherina bimateriale adulto ACO513P Mascherina bimateriale pediatrica ACO439P Filtri nr. 2 pz	ACO461P Ampolla RF7 d.s. (ampolla+boccaglio) ACO512P Mascherina bimateriale adulto ACO513P Mascherina bimateriale pediatrica ACO164P Filtro nr. 2 pz	ACO464P Ampolla RF7 PLUS bianca-blu (ampolla + boccaglio + nasale) ACO512P Mascherina bimateriale adulto ACO513P Mascherina bimateriale pediatrica ACO164P Filtri nr. 2 pz
Dove usarlo	 Casa	 Casa	 Casa	 Casa	 Casa
Uso	 Stagionale	 Stagionale	 Stagionale	 Stagionale	 Frequente
Dimensione particelle testate					
Area trattata	 Basse vie respiratorie	 Basse vie respiratorie	 Basse e alte vie respiratorie	 Basse vie respiratorie	 Basse vie respiratorie

				
NebulFlaem Pro	LightNeb	ProfiNeb	Wi.Neb go	Mr.Beetle
EL35P00	MF32E00	MI03P00	WI02P00	CO08P00
Continuo	Continuo	30 min ON 30 min OFF	30 min ON 30 min OFF	Continuo
230V~ 50Hz 210VA	2.4 - 3Vdc 1.5W 2 x AA batterie alcaline o ricaricabili	Switching 100-240V~ 50/60Hz 12VDC 1,5A	Switching 100-240V~ 50/60Hz 12VDC 1,5A + cavo accendisigari 12V	230V~ 50Hz 130VA
14 l/min	-	9 l/min	9 l/min	9 l/min
3,5 ± 0,5 bar	-	2,0 ± 0,3 bar	2,0 ± 0,3 bar	1,8 ± 0,3 bar
55 dB(A) approx	40 dB(A) approx	51 dB(A) approx	52 dB(A) approx	55 dB(A) approx
20,0 x 30,0 x 10,0	5 x 6,2 x 13,7	12,0 x 12,0 x 6,0	13,0 x 9,5 x 5,5	21,0 x 16,0 x 13,0
2,4 Kg	115 g	0,58 Kg	0,57 Kg	1,73 Kg
6 pezzi	4 pezzi	8 pezzi	4 pezzi	8 pezzi
ACO464P Ampolla RF7 PLUS bianca-blu (ampolla + boccaglio + nasale) ACO512P Mascherina bimateriale adulto ACO513P Mascherina bimateriale pediatrica ACO164P Filtri nr. 2 pz	ACO563P Boccaglio (in silicone) ACO438P Mascherina Pediatrica (Soft-touch silver) ACO437P Mascherina Adulto (Soft-touch silver) ACO001C Vaschetta farmaco e unità mesh	ACO464P Ampolla RF7 PLUS bianca- blu (ampolla + boccaglio + nasale) ACO512P Mascherina bimateriale adulto ACO513P Mascherina bimateriale pediatrica ACO439P Filtri nr. 2 pz	ACO464P Ampolla RF7 PLUS bianca-blu (ampolla + boccaglio + nasale) ACO512P Mascherina bimateriale adulto ACO513P Mascherina bimateriale pediatrica ACO439P Filtri nr. 2 pz	ACO369P Ampolla RF6 d.s. (ampolla + boccaglio) ACO79 Set Mascherina adulto / ACO89 Set Mascherina pediatrica ACO439P Filtri nr. 2 pz
 Casa / Professionale	 Portatile / con batterie	 Portatile	 Portatile	 Casa
 Intensivo	 Frequente	 Frequente	 Frequente	 Stagionale
				
 Basse vie respiratorie	 Basse vie respiratorie	 Basse vie respiratorie	 Basse vie respiratorie	 Basse vie respiratorie

Aerosolterapia per le alte vie respiratorie





Per saperne di più

Rhino Clear®

La doccia nasale Rhino Clear® è il mezzo veloce ed efficace per il lavaggio ed il trattamento delle cavità nasali e del rinofaringe già dall'età pediatrica. È abbinabile a tutti gli aerosol pneumatici della gamma Flaem. Nebulizza 10 ml di soluzione in circa 2 minuti rimuovendo secrezioni, polveri e sostanze nocive presenti sulle mucose epiteliali all'interno dei seni paranasali, raccogliendole poi in un'apposita camera. Può nebulizzare soluzioni saline (isotoniche, ipertoniche, ai liposomi e addizionati da acido ialuronico, etc.), acque termali normalmente reperibili in farmacia o farmaci. Rhino Clear® è dotata di tre adattatori nasali per una perfetta adattabilità alle narici.



ALTE VIE

Perché scegliere Rhino Clear® (Model: RC1-1)



Compatibile con l'intera gamma di aerosol pneumatici Flaem



Tasto di attivazione



Clinicamente testato



Made in Italy

Adattatori nasali per confezione



fino a 3 anni



da 3 a 12 anni



da 12 anni in su

CODICE	IMBALLO	GARANZIA	COD. MINSAN
ACO575P	1 x 6 pz	2 anni	933952196

Prodotto sicuro ›





Per saperne di più

Rhino Clear Sprint

La famiglia delle docce nasali Flaem prevede Rhino Clear Sprint, la doccia nasale che ti segue ovunque grazie all'alimentazione elettrica ottenuta con le comuni batterie alcaline stilo AA. La completa portabilità garantisce il trattamento delle vie aeree superiori proprio nel momento di maggior bisogno, ad esempio in caso di crisi per riniti allergiche od ostruzioni nasali croniche. L'efficacia, ma soprattutto la delicatezza dell'azione di nebulizzazione di soluzioni saline (isotoniche, ipertoniche, ai liposomi e addizionati da acido ialuronico, etc.), acque termali normalmente reperibili in farmacia o farmaci, rende Rhino Clear Sprint particolarmente indicata per il trattamento del tratto rinofaringeo sia negli adulti, ma soprattutto nei bambini, solitamente soggetti a frequenti rimozioni di essudati mucosi. La dotazione prevede l'ampolla facilmente smontabile per un'efficace pulizia e personalizzabile per un uso riservato, e tre Adattatori Nasali soft-touch di diverse dimensioni per una perfetta adattabilità alle dimensioni delle narici sia di adulti, che di bambini.



Perché scegliere Rhino Clear Sprint (Model: P0709EM)



2 batterie Stilo AA alcaline (in dotazione) o ricaricabili (abbinabili)



Rispetta l'ambiente, basso consumo energetico



Adattatori nasali per adulti e bambini



Molto veloce



Made in Italy



CODICE	IMBALLO	GARANZIA	COD. MINSAN
DR00P00	6 pz	2 anni	932042979



Per saperne di più

Rhino Clear Mobile

Rhino Clear Mobile è una doccia nasale ricaricabile per il lavaggio quotidiano delle vie aeree superiori (rinofaringe) attraverso una costante e specifica micronizzazione di comuni soluzioni saline (isotoniche, ipertoniche, ai liposomi e addizionati da acido ialuronico, etc.), acque termali normalmente reperibili in farmacia o farmaci. È pratica, compatta e facile da utilizzare: è infatti dotata di un micro compressore interno ricaricabile tramite l'apposita base ad induzione. L'ampolla è facilmente smontabile per un'efficace pulizia ed è sostituibile per l'uso personalizzato di ogni membro della famiglia. Sono previsti tre Adattatori Nasali soft-touch alloggiabili nel pratico vano con coperchio dislocato sulla base di ricarica. La dotazione si completa con la borsa per il trasporto.

ALTE VIE



Perché scegliere Rhino Clear Mobile

(Model: P0907EM)



Adattatori nasali per adulti e bambini



Rispetta l'ambiente senza Cadmio, basso consumo energetico



Batterie Ni-Mh low discharge



Borsa da viaggio



Made in Italy



CODICE	IMBALLO	GARANZIA	COD. MINSAN
DR04P00	8 pz	2 anni	921694283

Prodotto sicuro ›





Per saperne di più

Tabi Thermae

L'inalatore termale Tabi Thermae è il dispositivo particolarmente adatto alla ripetizione domiciliare delle cure termali. La sua grande autonomia permette fino a 3 applicazioni da 1 litro consecutive. È semplice da preparare e le applicazioni sono molto rapide, nebulizza infatti 1 litro di acqua termale in circa 8/10 minuti ed è molto efficace perché la granulometria delle particelle emesse è simile a quelle prodotte negli stabilimenti termali. È sicuro, perché la vaschetta di recupero dell'acqua calda è posizionata nella struttura dell'apparecchio. Il bocchaglio regolabile lo rende particolarmente ergonomico e la bottiglia è alloggiabile nella sede integrata nella struttura. Infine, è facile da trasportare grazie alla pratica maniglia estraibile.



Perché scegliere Tabi Thermae



(Model: TABITHERMAE)



Adatto per le ripetizioni domiciliari delle cure termali



Alte prestazioni



Made in Italy



Bocchettone regolabile



Vaschetta integrata



Facile da usare

CODICE	IMBALLO	GARANZIA	COD. MINSAN
IT00E00	6 pz	2 anni	903527760

Tabella riassuntiva Alte vie

Apparecchi			
	Rhino Clear® Sprint	Rhino Clear® Mobile	Tabi Thermae
Codice prodotto	DR00P00	DR04P00	IT00E00
Uso	Continuo	Continuo	30 min ON 5 min OFF
Alimentazione Potenza	3,0 Vdc - 4,5 W	220-230V~ 50/60Hz / 18VA	230V~ 50Hz 700W
Capacità di riempimento	15 ml	15 ml	0,5 L Max caldaia
Dimensioni LxPxH cm	7,0 x 6,0 x 15,5	7,0 x 6,0 x 15,5	24,5 x 23,0 x 25,5
Peso	185 g	210 g	1,7 Kg
Imballo	6 pezzi	8 pezzi	6 pezzi
ACCESSORI			
Disponibilità, codici e descrizione			
	ACO409P Ampolla Doccia Nasale Rhino Clear Mobile e Sprint (con ampolla e tre adattatori nasali Soft-Touch) MINSAN 930515895		

Diagnostica e Benessere





Per saperne di più

SfigmoLife Evo

Misuratore di pressione automatico digitale, compatto, facile da utilizzare. SfigmoLife Evo Flaem è dotato della tecnologia MWI che consente la veloce rilevazione dei dati pressori già in fase di gonfiaggio. Il livello qualitativo di questo misuratore è certificato dalla validazione ESH (European Hypertension Society) protocollo internazionalmente riconosciuto in Europa sulla qualità dei dispositivi per la misurazione della pressione. Questo misuratore di pressione ha 2 canali con 60 misurazioni per canale, può quindi essere usato indipendentemente da due pazienti, è dotato di sistema di rilevamento aritmia e della classificazione del rischio cardiaco secondo le prescrizioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Inoltre registra la media delle ultime tre misurazioni e ha la funzione orologio e datario. Funziona con 4 batterie stilo tipo AAA (ministilo).



- Bracciale taglia M da 22 - 32 cm (in dotazione)
- Bracciale taglia L da 22 - 42 cm (Ordinabile cod. 18312)



Validazione ESH



Perché scegliere SfigmoLife Evo (Model: TMB-1491-S)

MD



Indicatore di battito cardiaco irregolare



Batterie Stilo AAA (ministilo)



2 canali di memoria 120 misurazioni



Borsa da trasporto



Classificazioni rischio cardiaco WHO



CODICE	IMBALLO	GARANZIA	COD. MINSAN
SFG61	12 pz	2 anni	973709280



Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd.
Zone A, No.105, Dongli Road,
Torch Development District, Zhongshan,
528437, Guangdong, China.

Made in PRC

EC REP



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover,
Germany



Per saperne di più

SfigmoLife Pro

Misuratore di pressione automatico digitale, che si differenzia dal modello EVO per l'ampio display retroilluminato per consentire la massima leggibilità della rilevazione e per la capacità di memorizzare fino a 250 misurazioni per ognuno dei due canali, in modo tale da offrire un campione di misurazioni molto ampio. SfigmoLife Pro è compatto, facile da utilizzare ed è dotato della tecnologia MWI che consente la veloce rilevazione dei dati pressori già in fase di gonfiaggio. Completano il pacchetto caratteristiche il sistema di rilevamento aritmia e della classificazione del rischio cardiaco secondo le prescrizioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Inoltre registra la media delle ultime tre misurazioni e ha la funzione orologio e datario. Funziona con 4 batterie serie Stilo tipo AAA (ministilo).



- Grande Display retroilluminato
- Bracciale taglia M da 22 - 32 cm (in dotazione)
- Bracciale taglia L da 22 - 42 cm (Ordinabile cod. 18312)



Perché scegliere SfigmoLife Pro (Model: TMB-1490-CS)



- | | |
|---|--|
| 2 canali di memoria
500 misurazioni | Indicatore di battito
cardiaco irregolare |
| Classificazioni
rischio cardiaco WHO | Batterie Stilo AAA
(ministilo) |
| Rilevamento aritmia | Borsa da trasporto |



CODICE	IMBALLO	GARANZIA	COD. MINSAN
SFG62	12 pz	2 anni	973709292





Per saperne di più (PO001)



Per saperne di più (PO002)

Pulsossimetri

Livelli di sicurezza SpO2 e Frequenza Cardiaca PR configurabili con allarme sonoro. Visualizzazione valori SpO2, Frequenza Cardiaca e relativi grafici. Impostazione semplice tramite funzione One-Touch. Alimentazione a 2 batterie AAA, con indicatore di capacità batteria e funzione di autospegnimento.



Spegnimento automatico



PO001
(Model: YK-80B)



PO002
(Model: YM103)

Pulsossimetro da dito

- Display OLED a due colori con orientamento automatico

Pulsossimetro da dito con indice di perfusione

- Display OLED a due colori con orientamento automatico
- Grande display a LED da 1.5"
- Indice di perfusione (PI%) *

* L'indice di perfusione indica l'intensità dell'irrorazione arteriosa, un valido indicatore a supporto dell'esattezza della misurazione

Perché scegliere Pulsossimetro



- | | | | |
|--|--|--|--|
| | Utilizzo semplificato a 1 pulsante | | Misura le pulsazioni cardiache |
| | Display OLED 4 prospettive per modello YK-80B | | Valori soglia pre-impostabili |
| | Misura la saturazione d'ossigeno | | Indica il livello della batteria |
| | Grande display a LED da 1.5" per modello YM103 | | Con indice di perfusione per modello YM103 |



CODICE	GARANZIA	COD. MINSAN
PO001	2 anni	944162902
CODICE	GARANZIA	COD. MINSAN
PO002	2 anni	981958541

Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co., Ltd
4F Building C8, 40Jingshan Road, Economic and Technological Development Zone, 221000 Xuzhou, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Shenzhen Yimi Life Technology Co., Ltd
305 Building A, Tengbo Industrial Park, Changshangjiang Street, Longbei Village, Pingshan District, 518118, Shenzhen



Prolinx GmbH
Brehmstr.56, 40239, Duesseldorf
Germany



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg
Germany



Per saperne di più (TRM07)



Per saperne di più (TRM12)

Accu-Therm®

I termometri digitali Flaem Accu-Therm utilizzano tecnologie micro-computerizzate che garantiscono la qualità dei prodotti. La massima accuratezza delle misurazioni è garantita da un test di verifica che questi strumenti eseguono ad ogni accensione.

Disponibili in 2 versioni:



Termometro digitale con sonda rigida (cod. TRM07)

Model: DMT-2031

- Misurazione in 60 secondi
- Display retroilluminato
- Memoria dell'ultima misurazione
- Segnale acustico fine rilevazione temperatura
- Spegnimento automatico
- Indicazione di batteria scarica



Termometro digitale con sonda flessibile (cod. TRM12)

Model: DMT-4726

- Rilevazione della temperatura in meno di 30"
- Sonda anallergica "Nickel free"
- Ampio Display, Memoria dell'ultima misurazione
- Segnale acustico fine rilevazione temperatura
- Segnale acustico allarme raggiungimento temperatura 37,8
- Indicazione di batteria scarica



Perché scegliere Accu-Therm®



Rilevazione della temperatura in meno di 30" per modello TRM12



Segnale acustico di fine misurazione



Rilevazione della temperatura in 60" per modello TRM07



Anallergico, senza Nichel



Autospegnimento



CE 0197

JOYTECH HEALTHCARE Co., Ltd.
No. 365, Wuzhou Road, Yuhang
Economic Development Zone,
Hangzhou city, 311100 Zhejiang, China



Shanghai International
Holding Corp. GmbH
(Europe) Eiffestrasse 80,
20537 Hamburg, Germany

CODICE	IMBALLO	GARANZIA	COD. MINSAN	CODICE	IMBALLO	GARANZIA	COD. MINSAN
TRM12	12 pz	2 anni	944246711	TRM07	12 pz	2 anni	974380370




Per saperne di più

Accu-Therm®

Termometro clinico

Termometro clinico di alta qualità e precisione, è completamente disinfettabile perché realizzato in vetro; una robusta custodia antiurto lo protegge anche durante lo scuotimento, facilitando l'azzeramento della temperatura.

È ecologico perché non è alimentato da batterie, inoltre contiene una lega senza mercurio denominata Galistan, cioè una lega di Gallio, Indio e Stagno che si presenta come un metallo fluido a temperatura ambiente e con caratteristiche simili al mercurio per quanto riguarda la dilatazione al variare della temperatura. Non è tossico e risulta quindi sicuro per l'ambiente, tanto che può essere smaltito con i normali rifiuti domestici.



Nuovo tubo capillare giallo
"alta visibilità"

Lettura facilitata
"effetto lente"



Nuova custodia antiurto
Facile azzeramento



DIAGNOSTICA E BENESSERE

Perché scegliere Accu-Therm® View (Model: CR.W00)



-  Termometro con Galistan, esclusiva lega di Gallio, Indio e Stagno il sostituto ecologico del Mercurio
-  Dotato di robusta custodia anti-urto
-  Anallergico, senza Nichel e PVC
-  Massima semplicità di utilizzo (NO BATTERIE)
-  Italian design



Wuxi Medical Instrument Factory
Address: No. 86 Dongjie, Zhangjiing, Xibei Town,
Wuxi City, Jiangsu, 214194 China.

CE 0123

EC REP

Lotus Global Co, Ltd
Address: 15 Alexandra Road, London UK nw80DP

CODICE	IMBALLO	GARANZIA	COD. MINSAN
TRM10	10 pz	2 anni	976595900

Prodotto sicuro >



Ecologico
senza mercurio



Per saperne di più

Termometro a infrarossi

Termometro a infrarossi caratterizzato da sensore di precisione ad alta affidabilità. Memorizza fino a 32 misurazioni, allarme temperatura pre-impostabile, display con grandi caratteri e retroilluminato a 3 colori. Funzionamento con due batterie AA (incluse). Spegnimento automatico.



Perché scegliere Termometro a infrarossi (Model: JXB-178)



-  Sensore infrarosso di precisione ad alta affidabilità
-  Display Retroilluminato a 3 colori
-  Alert temperatura preimpostabile
-  Memorizza fino a 32 misurazioni
-  Display con grandi caratteri
-  Rilevazione della temperatura rapida
-  Funziona con due batterie AA (incluse)





Per saperne di più

Termoforo elettrico

Il termoforo è un morbido manto che rilascia la quantità di calore desiderata, misurabile grazie all'apposito controllo elettronico. Questo manto consente di sfruttare i benefici dell'applicazione del caldo sulle zone doloranti e contratte del corpo. Infatti, i vasi sanguigni reagiscono al caldo umido dilatandosi e aumentando così il flusso del sangue nell'area riscaldata.



CODICE	IMBALLO	GARANZIA	COD. MINSAN
TRF20	10 pz	2 anni	970535961



Per saperne di più

Ollly Vap Umidificatore d'ambiente

Umidificatore d'ambiente a caldo eroga vapore sterile (100° C) di semplice utilizzo e facile manutenzione. Si caratterizza per il sistema di pre-raffreddamento del vapore che fa in modo di rilasciare nell'ambiente vapore attorno ai 50° C al fine di evitare il pericolo di bruciature avvicinando inavvertitamente le mani verso la vaschetta porta essenze con l'umidificatore in funzione. Adatto per ambienti fino a 25 mq.



Perché scegliere Ollly Vaporizer



Autonomia fino a 14 ore



Massima affidabilità, semplice utilizzo e facile pulizia



Sistema di pre-raffreddamento del vapore, più sicurezza per i bambini

CODICE	IMBALLO	COD. MINSAN
HE21E00	2 pz	935057164

Prodotto sicuro >



Baby Flaem



Mr.Beetle

Sistema per aerosol terapia. Il simpatico dispositivo a forma di Coccinella è per un uso continuo ed il filtraggio dell'aria è ottenuto con un filtro professionale ad alta efficienza. È dotato dell'ampolla RF6 basic², caratterizzata dall'esclusivo sistema anti-rovesciamento, col boccaglio e le due mascherine grande e piccola. Il corredo prevede una simpatica e la comoda borsa contenitore che faciliterà il trasporto.

DOVE USARLO



Casa

USO



Stagionale

DIMENSIONI PARTICELLE TESTATE



da TÜV Rheinland Italia S.r.l.



BABY FLAEM

Perché scegliere Mr.Beetle (Model: P0406EM F400)



Ampolla RF6 basic² a due velocità con sistema antirovesciamento



Mascherine adulto/pediatrica e adattatori nasali Soft-Touch



Made in Italy



Silenzioso



Filtro aria professionale



Pratico borsello

Ampolla RF6 basic²

(Model: RF6-12)

Caratteristiche tecniche di nebulizzazione

Ampolla a due velocità	Selettore velocità	
	MIN	MAX
Erogazione ml/min' (1)	0,25	0,32
MMAD µm (2)	3,06	
Frazione respirabile < 5 µm (2)	73,97%	
Capacità massima	8 ml	

(1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem. I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente

(2) Caratterizzazione in vitro eseguita da TÜV Rheinland Italia srl in collaborazione con l'Università di Parma. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta.

CODICE	IMBALLO	GARANZIA	COD. MINSAN
CO08P00	8 pz	2 anni	984111740

Prodotto sicuro >





Per saperne di più

Latty tiralatte professionale

Latty è un tiralatte robusto e affidabile ed è particolarmente indicato per l'uso professionale e per il noleggio in farmacia. È semplice da usare e le funzioni di regolazione dell'intensità e della frequenza di poppata, abbinate al sistema chiuso e anti-reflusso in dotazione, permettono di simulare l'effetto della naturale poppata del neonato. Il sistema anti-reflusso, rende inoltre il dispositivo sicuro, di facile utilizzo e manutenzione. Oltre alle 3 Coppe rigide di taglia diversa, può essere dotato di una morbida Coppa in silicone ad effetto massaggiante, che rende confortevole ogni seduta anche per la mamma.



È previsto anche un kit aggiuntivo per l'estrazione contemporanea del latte da entrambi i seni, ed i biberon possono essere alloggiati nei due supporti facilmente applicabili lateralmente alla struttura.

Kit completo "Latty"

COD.	IMBALLO	COD. MINSAN
ACO001I	8 pz	977626973

Kit "Twins"

COD.	IMBALLO	COD. MINSAN
ACO002I	8 pz	977626985

Coppette tiralatte (S-M-L)

MISURA	COD.	IMBALLO	COD. MINSAN
S	ACO003I	50 pz	977626997
M	ACO004I		977627001
L	ACO005I		977627013

Set massaggiante Coppetta tiralatte taglia L + Coppa in silicone taglia M

COD.	IMBALLO	COD. MINSAN
ACO006I	40 pz	977627037

Borsello

COD.	IMBALLO	COD. MINSAN
15663A0	1 pz	nd

Biberon

COD.	IMBALLO	COD. MINSAN
ACO007I	50 pz	977627025

Perché scegliere Latty (Model: P0117EM)



- Adatto per il noleggio e per uso clinico-ospedaliero
- Semplicità d'uso, pulizia e manutenzione
- Regolazione della frequenza di poppata
- Accessori facilmente lavabili e disinfettabili
- Regolazione dell'intensità di poppata
- 3 coppe rigide taglie S-M-L
1 coppa in silicone taglia M
- Sistema chiuso e salva-pompa anti-reflusso del latte
- Bottiglietta da 250 ml con tappo sigillante

Made in Italy

CODICE	IMBALLO	GARANZIA	COD. MINSAN
P600P00	2 pz	2 anni	976595912

Gli accessori sono facilmente lavabili e disinfettabili a freddo, o nei vaporizzatori per biberon, o nel microonde tramite il vapore a caldo con gli appositi contenitori.


**PHthalATES
& BPA FREE**



**Regolazione
dell'intensità di
poppata**



**Regolazione della
frequenza di poppata
e stimolazione**



**Coppa in morbido
silicone ad effetto
massaggiante**

(solo taglia M da calzare
sulla Coppa rigida taglia L)





Per saperne di più

Tiralatte (Model: SUCTION PUMP)

- Dispositivo per l'aspirazione del latte materno adatto anche al noleggio
- Livello di aspirazione regolabile
- Dotazione completa di accessori
- Pratica e comoda borsa da trasporto in dotazione



CODICE	IMBALLO	GARANZIA	COD. MINSAN
P400P00	6 pz	2 anni	930118777

Prodotto sicuro ›



Aspiratore nasale manuale (Model: J002)

L'Aspiramuco neonatale per Bambini Baby Flaem per il suo funzionamento non necessita dell'aspirazione a bocca da parte della mamma. Il suo sistema brevettato di funzionamento prevede infatti la semplice e ripetitiva azione di pressione con il dito sullo stantuffo. Al suo rilascio, la depressione che si viene a creare aspira delicatamente il muco. Tutto ciò senza sfilare il dispositivo dal naso del bambino, infatti la sua configurazione permette l'uscita dell'aria dalle apposite fessure predisposte alla base del corpo centrale senza provocare pericolose pressioni all'interno dei condotti naso-orecchio del bambino. La facilità di smontaggio e riassettaggio del dispositivo, permette inoltre una facile pulizia e sanificazione dell'intero dispositivo.



x2



Aspirazione
in sicurezza



CODICE	IMBALLO	GARANZIA	COD. MINSAN
ACO510P	1x6 pz	2 anni	932043110

Prodotto sicuro ›



Per saperne di più


Igiene orale



Spazzolini interdentali

L'igiene orale raggiunge il massimo della sua efficacia integrando un trattamento con idropulsore con la rimozione meccanica dei residui che si accumulano negli interstizi dentali. Gli spazzolini interdentali rappresentano lo strumento che permette una rimozione in qualsiasi momento ovunque ci si trovi.

Flaem distribuisce in esclusiva la linea degli spazzolini interdentali Oralprox, pratici, facili da usare ed igienici grazie al manico integrato e al cappuccio individuale. Disponibili in 9 misure.



Kit prova 6 scovolini assortiti

N.	Codice			
0	ACC0100	0.32 mm	2.00 mm	max 0.7 mm
1	ACC0101	0.43 mm	2.00 mm	
2	ACC0102	0.47 mm	2.00 mm	max 0.8 mm
3	ACC0103	0.47 mm	2.00-2.80 mm	0.8-1.0 mm
4	ACC0104	0.47 mm	2.60-2.80 mm	1.0-1.2 mm
5	ACC0105	0.53 mm	2.60-3.80 mm	1.2-1.4 mm
6	ACC0106	0.62 mm	3.20-4.50 mm	1.5-1.7 mm
7	ACC0107	0.71 mm	4.50-6.50 mm	1.8-2.0 mm
8	ACC0108	0.71 mm	7.00 mm	1.9-2.1 mm

CODICE	IMBALLO	COD. MINSAN
ACC010V	6 pz	920597642

Perché scegliere Oralprox spazzolini



Impugnatura ergonomica



9 misure diverse



Kit di prova disponibile contenente
6 misure diverse

ORALSAN®

L'antisettico professionale per la salute del cavo orale



Oralsan Collutorio

Collutorio alla Clorexidina 0.20% indicato per il trattamento della placca batterica e la profilassi del cavo Orale.

CODICE	IMBALLO	QUANTITÀ	COD. MINSAN
ACC010C	24 pz	200 ml	920597655





www.flaem.it



Flaem Nuova Spa
Via Colli Storici, 221 / 223 / 225
25015 S. Martino della Battaglia (BS)
Italy
Tel. +39 030 9910168
info@flaemnuova.it
www.flaemnuova.it