

Hygiene Box ✨

Accessorio utile alla
disinfezione degli accessori
per aerosolterapia
Accessory for disinfecting
aerosol therapy accessories



- **Compatibile con tutti gli accessori Flaem**
Compatible with all aerosol therapy accessories



- **Disinfezione con metodo chimico**
Disinfection chemical method



- **Disinfezione con microonde**
Disinfection microwave oven



- **Additivato con antimicrobico Biocote**
Biocote antimicrobial



- **Senza PFOA, BPA**
PFOA, BPA Free



L'additivo Biocote conferisce alle superfici trattate la capacità di eliminare fino al 99,99% dei batteri che vi entrano in contatto.

The Biocote additive gives treated surfaces the ability to reduce by up to 99.99% the bacteria that come into contact with them.

MADE
IN ITALY


www.flaem.it

Box per la disinfezione Disinfection Box

Vantaggi della protezione BioCote / Benefits of BioCote protection

SUPERFICIE PROTETTA

Su una superficie protetta BioCote®, i batteri non possono sopravvivere: la colorazione rossa indica che i batteri sono stati neutralizzati.




PROTECTED SURFACE

On a BioCote® protected surface, the bacteria cannot survive: red staining indicates that the bacteria have been killed.

SUPERFICIE NON PROTETTA

Su una superficie non protetta, i batteri iniziano a crescere e moltiplicarsi. La colorazione verde indica batteri vivi.



UNPROTECTED SURFACE

On an unprotected surface, the bacteria begin to grow and multiply. Green staining indicates live bacteria.



Flaem Hygiene Box è composto da polipropilene additivato con antimicrobico BioCote®, che rende le superfici protette 24h su 24h e conferisce permanentemente proprietà antibatteriche, antimicotiche e antivirali. Custodisce gli accessori in un ambiente più protetto.

Flaem Hygiene Box is composed of polypropylene mixed with antimicrobial additive BioCote®, which makes the surfaces protected 24 hours a day and permanently provides antibacterial, antifungal and antiviral properties. Store accessories in a more secure environment.

Scopri di più



Find out more



Caratteristiche Tecniche / Technical Features

Box per la disinfezione / Disinfection Box

Dimensione / Dimension	19.5 x 14.5 x 9.5 cm 7.67 x 5.70 x 3.74 inches
Peso / Weight	210g
Garanzia / Warranty	2 ANNI / Please contact your local dealer
Conformità / Compliance	<p>CE</p> <p>Conforme al regolamento (EU) 2017/745 e successive modifiche / In compliance with (EU) 2017/745 Medical Device Regulation and subsequent amendments</p> <p>Esente da ftalati. In conformità a: Reg. (CE) n. 1907/2006 / Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006</p> <p>PHthalates & BPA FREE</p>

Hygiene Box

Codice / Code	ACO042B	 8 018294 014773
Modello / Model	J003	
Imballo / Master carton	6 Pezzi / 6 pieces	