

Rhino Clear[®] Sprint

Doccia nasale portatile
Portable nasal wash



**Adattatore nasale
fino a 3 anni**
Nasal adapter up
to 3 years



**Adattatore nasale
da 3 a 12 anni**
Nasal adapter
from 3 to 12 years



**Adattatore nasale
dai 12 anni in su**
Nasal adapter
from 12 years old



MADE
IN ITALY

Rhino Clear® Sprint


Doccia nasale portatile / Portable nasal wash

Dispositivo Medico per lavaggi e trattamenti delle cavità nasali mediante l'utilizzo di soluzioni saline e/o farmaci, la cui terapia e i farmaci devono essere prescritti dal Medico / Medical device for washing and treatments of the nasal cavities through the use of saline solutions and/or drugs, whose therapy and drugs must be prescribed by the doctor.



Caratteristiche Tecniche / Technical Features

Alimentazione / Power source	2 batterie AA (Alcaline / Ricaricabili) 2 AA Batteries (Alkaline / Rechargeable)	
Camera di nebulizzazione / Nebulisation chamber	Da 15 ml max estraibile e completamente lavabile 15 ml max removable and completely washable	
Tempo di nebulizzazione di 10 ml di NaCl Nebulisation time for 10 ml of NaCl	Circa 2 minuti (1 ml in circa 12 secondi) about 2 minutes (1 ml in about 12 seconds)	
Dimensioni doccia nasale / Nasal wash dimensions	7,2 x 5,3 x 15,8h cm	
Peso doccia nasale / Nasal wash weight	185 g	
Conformità Compliance	Conforme al regolamento 2017/745 UE "Dispositivi Medici" e successive modifiche / In compliance with EU regulation 2017/745 Medical Device and subsequent amendments	CE 0051
	Esente da ftalati. In conformità a Reg. (CE) n.1907/2006 / Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no.1907/2006	PHthalates & BPA FREE
	Marchio di qualità Quality mark	TUV Rheinland CERTIFIED



Sistema a 2 camere brevettato e confortevole / Patented and Comfortable 2-chamber system

- Serbatoio recupero secrezioni / Secretion recovery chamber
- Salt solution chamber for washing / Serbatoio soluzione fisiologica per il lavaggio



Ampolla di ricambio
Replacement kit
(cod. ACO585P)

Rhino Clear Sprint®

Contenuto confezione singola:
Single BOX with: 1 Nasal wash, 3 Nasal adaptors and 2 AA Alkaline Batteries



Codice / Code	DR00P00
Modello / Model	P0709EM
Imballo / Master carton	8 pezzi / 8 pieces



Made in Italy

Per saperne di più
To know more

