

Rhino Clear[®] Mobile

Doccia nasale
ricaricabile
Rechargeable
nasal wash



**Adattatore nasale
fino a 3 anni**
Nasal adapter up
to 3 years



**Adattatore nasale
da 3 a 12 anni**
Nasal adapter
from 3 to 12 years



**Adattatore nasale
dai 12 anni in su**
Nasal adapter
from 12 years old



MADE
IN ITALY

www.flaem.it

Rhino Clear® Mobile


Doccia nasale ricaricabile / Rechargeable nasal wash

Dispositivo Medico per lavaggi e trattamenti delle cavità nasali mediante l'utilizzo di soluzioni saline e/o farmaci, la cui terapia e i farmaci devono essere prescritti dal Medico / Medical device for washing and treatments of the nasal cavities through the use of saline solutions and/or drugs, whose therapy and drugs must be prescribed by the doctor.



Caratteristiche Tecniche / Technical Features

Tensione base di ricarica / Charger base voltage	230V - 50Hz	
Potenza assorbita in ricarica / Power consumption during charging	2 W	
Tipo di ricarica / Type of charge	Permanente / Permanent	
Camera di nebulizzazione / Nebulisation chamber	Da 15 ml max estraibile e completamente lavabile 15 ml max removable and completely washable	
Tempo di nebulizzazione di 10 ml di NaCl Nebulisation time for 10 ml of NaCl	Circa 2 minuti (1 ml in circa 12 secondi) about 2 minutes (1 ml in about 12 seconds)	
Dimensioni doccia nasale / Nasal wash dimensions	7x6x15.5h cm	
Peso doccia nasale / Nasal wash weight	210 g	
Dimensioni doccia nasale / Charger base dimensions	15x9x8h cm	
Peso totale (base di ricarica completa di apparecchio e accessori) Total weight (Charger base complete with unit and accessories)	480 g	
Conformità Compliance	Conforme al regolamento 2017/745 UE "Dispositivi Medici" e successive modifiche / In compliance with EU regulation 2017/745 Medical Device and subsequent amendments	 0051
	Esente da ftalati. In conformità a Reg. (CE) n.1907/2006 / Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no.1907/2006	
	Marchio di qualità Quality mark	



Sistema a 2 camere brevettato e confortevole / Patented and Comfortable 2-chamber system

 Serbatoio recupero secrezioni / Secretion recovery chamber
 Salt solution chamber for washing / Serbatoio soluzione fisiologica per il lavaggio



Ampolla di ricambio
Replacement kit
(cod. ACO409P)



Rhino Clear Mobile®

MD

Codice / Code	DR04P00
Modello / Model	P0907EM
Imballo / Master carton	8 pezzi / 8 pieces




Made in Italy

Per saperne di più
To know more

