



**2-speed Nebulizer
with valves**
2-stufiger Vernebler
mit Ventilen



**Comfortable
adult and paediatric
Soft Touch masks**
Bequeme Soft-Touch-
Masken für Erwachsene
und Kinder



**High
efficiency air filter**
Hocheffizienter
Luftfilter

NebulAir+

Professional nebulizer
system / Professionelles
Inhalationsgerät



**The
respiratory therapy**
Die Inhalationstherapie

MADE
IN ITALY

www.flaem.it

NebulAir+

Medical Device for the administration of drugs by inhalation, whose inhalation therapy and drugs must be prescribed by the doctor
Medizinisches Gerät zur Verabreichung von Arzneimitteln durch Inhalation.
Die Inhalationstherapie und die Arzneimittel müssen von einem Arzt / einer Ärztin verschrieben werden.



Technical Features / Technische daten

Use / Funktion	Continuous / Dauerfunktion	
Power supply / Spannung	230V~ 50Hz 210VA	
Air filtering / Luftfilterung	The device is equipped with a professional inlet air filter, which blocks impurities and preserves the integrity of the compressor, helping to guarantee the useful life of the appliance / Das Gerät ist mit einem professionellen Einlassluftfilter ausgestattet, der Verunreinigungen blockiert, die Integrität des Kompressors bewahrt und so dazu beiträgt, die Nutzungsdauer des Geräts zu gewährleisten.	
Compressor air output / Luftmenge Kompressor	14 l/min (approx) / ungefähr 14 l/min	
Max pressure / Max. Spannung	3.5 ± 0.5 bar	
Sound level (at 1 m) / Geräuschpegel (bis zu 1 m)	55 dB (A) (approx) / 55 dB (A) ungefähr	
Dimensions (length x width x height) / Mase (L)x(P)x(H)	20 x 30 x 10 cm	
Weight / Gewicht	2.4 Kg	
Compliance / Einhaltung	In compliance with EU regulation 2017/745 Medical Device Directive and following edits / In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 2017/745, Richtlinie über Medizinprodukte und den folgenden Änderungen	CE 0051
	Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006 Phthalate frei. In Übereinstimmung mit Reg. (CE) n. 1907/2006	PHthalates & BPA FREE
	Quality mark / Qualitätszeichen	

RF7 Dual Speed Plus nebulizer technical features Vernebler RF7 Dual Speed Pus technische daten

Effectiveness and speed of treatment are the main features of this nebulizer with two dispensing speeds and a system of valves, which, thanks to its new internal geometry, allows the nebulisation of the medication with optimal particle size suitable for the treatment of the respiratory tract, reducing the medication's dispersion and final residual volume / Effektivität und Behandlungsgeschwindigkeit sind die Hauptmerkmale dieses Verneblers mit zwei Dosiergeschwindigkeiten und einem Ventilsystem, das dank seiner neuen Innengeometrie die Vernebelung des Medikaments mit optimaler Partikelgröße die für die Behandlung der Atemwege geeignet ist bei gleichzeitiger Verminderung der Dispersion des Medikaments und des endgültigen Restvolumens ermöglicht

	POS-1 (MAX)	POS-2
Delivery ml/min / Ausgabe ml/min	0.65 approx. (1)	0.29 approx. (1)
MMAD	2.38 µm (2)	2.21 µm (2)
Breathable fraction < 5 µm (FPF) / Inhalierbarer Anteil < 5 µm (FPF)	81.5 % (2)	84.2% (2)

(1) Data shown is in accordance with Flaem Nuova internal procedure. Values shown for the aerosol delivery may vary depending on the patients respiratory capacity / Erhobene Daten beim internen Verfahren Flaem I29-P075 — (2) In vitro testing performed by TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaboration with the University of Parma. More details are available on request / In-vitro Charakterisierung durch TÜV Rheinland Italia S.r.l., in Zusammenarbeit mit der Universität Parma. Weitere Details auf Anfrage.

Accessories / Zubehör

RF7 Dual Speed Plus Nebulizer / Zerstäuber RF7 Dual Speed Plus
Mouthpiece with valve / Mundstück mit Ventil
Soft Touch Adult mask / Maske SoftTouch für Erwachsene
Soft Touch Child mask / Manueller Zerstäubungsbefehl
1 m connection tube / 1 m Verbindungsschlauch

NebulAir+

Code	EL37P00
Model	NEBULAIR + RF7-2
Master carton	6 pieces / 6 stücke



8 018294 012786

To know more

