



**Confortevoli mascherine
Soft Touch adulto e
pediatriche**
Comfortable
adult and paediatric
Soft Touch masks



Ampolla a 2 velocità
2 speed nebulizer



**Filtro dell'aria
ad alta efficienza**
High efficiency air filter

Koala

**Nebulizzatore veloce, efficace
e divertente!**

Fast, effective and fun nebulizer!



**The respiratory
therapy**

MADE
IN ITALY

www.flaem.it

Koala

Nebulizzatore veloce, efficace e divertente!

Fast, effective and fun nebulizer!

Dispositivo Medico per la somministrazione di farmaci tramite inalazione, la cui terapia inalatoria e i farmaci devono essere prescritti dal Medico / Medical Device for the administration of drugs by inhalation, whose inhalation therapy and drugs must be prescribed by the doctor.

Caratteristiche Tecniche / Technical Features

Uso / Use	30 minuti ON - 30 minuti OFF / 30 minutes ON - 30 minutes OFF
Alimentazione - Potenza / Power supply	In 100 - 240V 50/60 Hz Out 12V DC 1.25A
Filtraggio aria / Air filtering	Il dispositivo è dotato di un filtro professionale dell'aria in ingresso, che permette di bloccare le impurità e preserva l'integrità del compressore, aiutando a garantire la vita utile dell'apparecchio / The device is equipped with a professional inlet air filter, which blocks impurities and preserves the integrity of the compressor, helping to guarantee the useful life of the appliance
Portata aria al compressore / Compressor air output	9 l/min (approx)
Pressione Max / Max pressure	1,8 ± 0,3 bar
Rumorosità (a 1 m) / Sound level (at 1 m)	49,5 dB (A) (approx)
Dimensioni (l x P x H) / Dimensions (length x width x height)	17,7 x 16 x 13,5 cm
Peso apparecchio / Weight	0,8 Kg
Garanzia / Warranty	5 ANNI / Please refer to your local dealer
Conformità Compliance	Conforme al regolamento 2017/745 UE "Dispositivi Medici" e successive modifiche / In compliance with EU regulation 2017/745 Medical Device Directive and following edits CE 0051 Esente da ftalati. In conformità a: Reg. (CE) n. 1907/2006 / Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006 PHthalates & BPA FREE

Caratteristiche Tecniche RF7 Dual Speed Plus "Child" RF7 Dual Speed Plus "Child" nebulizer technical features

L'efficienza e la rapidità di trattamento sono le caratteristiche essenziali di questa ampolla a due velocità di erogazione che, grazie alle rinnovate geometrie interne, consente di ottenere una nebulizzazione del farmaco dell'intero tratto respiratorio, riducendo la dispersione e il residuo finale del farmaco / Effectiveness and speed of treatment are the main features of this nebulizer with two dispensing speeds which, thanks to its new internal geometry, allows the nebulisation of the medication of the entire respiratory tract, reducing the medication's dispersion and final residual volume.



	POS-1 (MAX)	POS-2 (MIN)
Erogazione ml/min / Delivery ml/min	0,42 approx. (1)	0,20 approx. (1)
MMAD	3,72 µm (2)	1,64 µm (2)
Frazione respirabile < 5 µm (FPF) / Breathable fraction < 5 µm (FPF)	63,5 % (2)	95,8 % (2)
Capacità massima / Maximum capacity	8 ml	

(1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem. I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente / Data shown is in accordance with Flaem Nuova internal procedure. Values shown for the aerosol delivery may vary depending on the patients respiratory capacity — (2) Caratterizzazione in vitro eseguita da TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaborazione con l'Università di Parma. Maggiori dettagli sono disponibili su richiesta / In vitro testing performed by TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaboration with the University of Parma. More details are available on request.

Accessori / Accessories

RF7 Dual Speed Plus "Child"
Boccaglio e nasale / Mouthpiece and nasal adapter
Mascherina pediatrica Soft Touch / Soft Touch Child mask
Mascherina adulti Soft Touch / Soft Touch adult mask
Tubo connessione 2 m / 2 m connection tube
Mascherina neonatale in silicone con raccordo / Baby silicon Mask with connector
2 Filtri / 2 Filters
Borsello / Carrying Bag

Koala

Codice / Code	KO50P00
Modello / Model	P0615EM + RF7-2
Imballo / Master carton	6 pezzi / 6 pieces



Per saperne di più
To know more

