



Confortevoli mascherine
 Soft Touch adulto e
 pediatriche / Comfortable
 adult and paediatric Soft
 Touch masks



Ampolla a 2 velocità /
 2 speed nebulizer



Filtro dell'aria ad alta
 efficienza / High
 efficiency air filter

Profineb

Aerosol veloce e compatto
 Fast and compact
 nebulizer



La terapia dell'apparato
 respiratorio
 The respiratory therapy

MADE
 IN ITALY

www.flaem.it

Profineb

Dispositivo Medico per la somministrazione di farmaci tramite inalazione, la cui terapia inalatoria e i farmaci devono essere prescritti dal Medico / Medical Device for the administration of drugs by inhalation, whose inhalation therapy and drugs must be prescribed by the Doctor.



Caratteristiche tecniche / Technical features

Uso / Use	30 minuti ON - 30 MINUTI OFF / 30 minutes ON - 30 minutes OFF	
Alimentazione - potenza / Power supply	In 100-240V AC 50/60 Hz Out 12V DC	
Filtraggio aria / Air filtering	Il dispositivo è dotato di un filtro professionale dell'aria in ingresso che permette di bloccare le impurità e preserva le integrità del compressore, aiutando a garantire la vita utile dell'apparecchio / The device is equipped with a professional inlet air filter, which blocks impurities and preserves the integrity of the compressor, helping to guarantee the useful life of the appliance	
Portata aria al compressore / Compressor air output	14 l/min approx	
Pressione massima / Max pressure	1,7 bar approx	
Rumorosità (a 1 m) / Sound level (at 1 m)	51 dB (A) approx	
Dimensioni (L x P x H) / Dimensions (length x width x height)	12 x 12 x 6 cm	
Peso apparecchio / Weight	0,58 kg	
Garanzia / Warranty	2 anni / Please refer to your local dealer	
Conformità Compliance	 0051	 Esente da ftalati. In conformità a: Reg. (CE) n. 1907/2006 / Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006

Caratteristiche tecniche RF7 Dual Speed / RF7 Dual Speed nebulizer technical features

Erogazione ml/min / Delivery ml/min (1)	0,25	0,55
MMAD (2)	3,78 µm	4,58 µm
Frazione respirabile < 5 µm (FPF) / Breathable fraction < 5 µm (FPF) (2)	63%	54,4%
Capacità massima / Maximum capacity	8 ml	

(1) Dati rilevati secondo procedura Flaem / Data collected according to Flaem procedure (2) Caratterizzazione in vitro eseguita da TUV Rheinland Italia S.r.l. in collaborazione con l'università di Parma. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta / In vitro characterization performed by TUV Rheinland Italia S.r.l. in collaboration with the University of Parma. More details are available upon request

Accessori / Accessories

RF7 Dual Speed
Boccaglio e nasale / Mouthpiece and nasal adapter
Mascherina pediatrica soft touch / Soft touch child mask
Mascherina adulti soft touch / Soft touch adult mask
Tubo di connessione / Connection tube
Borsello / Carrying bag

Profineb

Codice / Code	MI06P00
Modello / Model	P0915EM + RF7-1
Imballo / Master carton	10 pezzi / 10 pieces
	 Made in Italy