

AeroFlaem

Aerosol veloce e efficace
Fast and effective nebulizer
system



Ampolla a 2 velocità
2 speed Nebulizer



Confortevoli mascherine
Soft Touch adulto e
pediatriche
Comfortable adult and
paediatric Soft Touch
masks



Filtro dell'aria
ad alta efficienza
High efficiency air filter



**La terapia dell'apparato
respiratorio**
The respiratory therapy

MADE
IN ITALY

www.flaem.it

AeroFlaem

Dispositivo Medico per la somministrazione di farmaci tramite inalazione, la cui terapia inalatoria e i farmaci devono essere prescritti dal Medico.

Medical Device for the administration of drugs by inhalation, whose inhalation therapy and drugs must be prescribed by the doctor.



Caratteristiche Tecniche / Technical Features

Uso / Use	Continuo / Continuous	
Alimentazione – Potenza / Power supply/Power	230V ~ 50Hz 130VA	
Filtraggio aria Air filtering	Il dispositivo è dotato di un filtro professionale dell'aria in ingresso, che permette di bloccare le impurità e preserva l'integrità del compressore, aiutando a garantire la vita utile dell'apparecchio / The device is equipped with a professional inlet air filter, which blocks impurities and preserves the integrity of the compressor, helping to guarantee the useful life of the appliance.	
Portata aria al compressore / Compressor air output	9 l/min (approx)	
Pressione Max / Max pressure	1.8 ± 0.3 bar	
Rumorosità (a 1 m) / Sound level (at 1 m)	54 dB (A) (approx)	
Dimensioni (L x P x H) / Dimensions (length x width x height)	19 x 27 x 11 cm	
Peso apparecchio / Weight	1,7 Kg	
Conformità Compliance	Conforme al regolamento 2017/745 UE "Dispositivi Medici" e successive modifiche / In compliance with EU regulation 2017/745 Medical Device Directive and following edits	CE 0051
	Esente da ftalati. In conformità a: Reg. (CE) n. 1907/2006 / Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006	PHthalates & BPA FREE
	Marchio di qualità / Quality mark	TUV Rheinland CERTIFIED Type Approved Mod. P0703EM F400

Caratteristiche Tecniche RF7 Dual Speed RF7 Dual Speed nebulizer technical features

	Selettore velocità / Speed selector	
	MAX	MIN
Erogazione ml/min / Delivery ml/min	0.55 approx (1)	0.25 approx. (1)
MMAD	4.58 µm (2)	3.78 µm (2)
Frazione respirabile < 5 µm / Breathable fraction < 5 µm (FPF)	54.4 % (2)	63 % (2)
Capacità massima / Maximum fill volume	8 ml	

(1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem. I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente / Data shown is in accordance with Flaem Nuova internal procedure. Values shown for the aerosol delivery may vary depending on the patients respiratory capacity — (2) Caratterizzazione in vitro eseguita da TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaborazione con l'Università di Parma. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta / In vitro testing performed by TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaboration with the University of Parma. More details are available on request.

Accessori in dotazione / Accessories

Ampolla RF7 Dual Speed / RF7 Dual Speed
Boccaglio / Mouthpiece
Nasale adulto e pediatrico / Adult and pediatric nose piece
Mascherina adulto Soft Touch / Soft Touch Adult mask
Mascherina pediatrica Soft Touch / Soft Touch Child mask
Tubo di collegamento da 1 m / 1 m connection tube

AeroFlaem

Codice / Code	NA15P00		
Modello / Model	P0703EM F400 + RF7-1		
Imballo / Master carton	6 Pezzi / 6 pieces		
 8 018386 006983	 Made in Italy		Per saperne di più To know more 