

Primo.Neb
 Fast and compact Nebulizer
 Aerosol veloce e compatto



2 speed Nebulizer
 Ampolla a 2 velocità



Comfortable adult and paediatric Soft Touch masks
 Confortevoli mascherine Soft Touch adulto e pediatriche



High efficiency air filter
 Filtro dell'aria ad alta efficienza



The respiratory therapy
 La terapia dell'apparato respiratorio

— 50 —
 years of italian excellence
 anni di eccellenza italiana

Primo.Neb

2 speed Nebulizer / Ampolla a 2 velocità >



MAX **Faster medication delivery, reduced treatment**
Massima velocità di erogazione per una rapida terapia

MIN **Increased medication delivery, limited dispersion**
Maggiore acquisizione farmaco, minore dispersione

Technical Features / Caratteristiche Tecniche

Use / Uso	Continuous / Continuo	
Power supply/Power / Alimentazione - Potenza	230V ~ 50Hz / 130VA / Other voltages available on request	
Air filtering Filtraggio aria	For better quality, the compressed air is taken external of the housing and filtered using a high efficiency filter system (density 320 mg/cm ³) / Per una maggiore qualità, l'aria compressa viene aspirata dall' ambiente esterno e filtrata con un sistema ad alta efficienza (densità 320 mg/cm ³)	
Compressor air output / Portata aria al compressore	9 l/min (approx)	
Max pressure / Pressione Max	1.8 ± 0.3 bar	
Sound level (at 1 m) / Rumorosità (a 1 m)	54 dB (A) (approx)	
Dimensions (length x width x height) / Dimensioni (L x P x H)	5.70 x 5.50 x 4.10 inches / 14,5 x 14 x 10,5 cm	
Weight / Peso apparecchio	2.80 lb / 1,3 Kg	
Approvals Omologazioni	In compliance with 93/42/EEC Medical Device Directive (for the 230 V ~ 50 Hz unit only) / Conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici" (solo per unità 230V ~ 50Hz)	CE 0051
	Complies with: European standard EN 10993-1 "Biological Evaluation of Medical Devices" and European Directive 93/42/EEC "Medical Devices" Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006 / In conformità a: Norma Europea EN 10993-1 "Valutazione Biologica dei dispositivi medici" ed alla Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici" Esente da ftalati. In conformità a: Reg. (CE) n. 1907/2006	PHthalates & BPA FREE
	In compliance with std. EN 60601-1 and EN 60601-1-11 (for the 230 V ~ 50 Hz unit only) / Conforme alla Norma EN 60601-1 e EN 60601-1-11 (solo per unità 230V ~ 50Hz)	TUV Rheinland CERTIFIED

RF7 Dual Speed nebulizer technical features Caratteristiche Tecniche RF7 Dual Speed

	Speed selector / Selettore velocità	
	MAX	MIN
Delivery ml/min / Erogazione ml/min	0.55 approx (1)	0.25 approx. (1)
MMAD	4.58 µm (2)	3.78 µm (2)
Breathable fraction < 5 µm (FPF) / Frazione respirabile < 5 µm	54.4 % (2)	63 % (2)
Maximum fill volume / Capacità massima	8 ml	

(1) Data shown is in accordance with Flaem Nuova internal procedure I29-P07.5. Values shown for the aerosol delivery may vary depending on the patients respiratory capacity / Dati rilevati secondo procedura interna Flaem I29-P07.5. I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente – (2) In vitro testing performed by TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaboration with the University of Parma and in compliance with the EN 13544-1:2007 + A1 European Standard for aerosol therapy devices Standard. More details are available on request / Caratterizzazione in vitro eseguita da TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaborazione con l'Università di Parma e in conformità allo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia Norma EN 13544-1:2007 + A1. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta.

Accessories / Accessori in dotazione

RF7 Dual Speed / Ampolla RF7 Dual Speed
Mouthpiece / Boccaglio
Soft Touch Adult mask / Mascherina adulto Soft Touch
Soft Touch Child mask / Mascherina pediatrica Soft Touch
1 m connection tube / Tubo di collegamento da 1 m

Primo.Neb

Code / Codice	PN03P00
Model / Modello	P0404EM F400
Master carton / Imballo	8 pieces / 8 Pezzi



8 018294 006396

To know more



Per saperne di più



18668B0 © Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2020 - FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice. Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso.



Manufacturer / Fabbricante
FLAEM NUOVA S.p.A
Via Colli Storici, 221-223-225
25015 S. Martino della Battaglia - Brescia (ITALY)
Phone (+39) 030 9910168 - Fax (+39) 030 9910287
E-mail: info@flaemnuova.it
www.flaemnuova.it



FLAEM NUOVA S.p.A
Company with certified quality system
è un'azienda con sistema di qualità certificato