

AirMate

Aerosol veloce e compatto
Fast and compact Nebulizer



**Confortevoli mascherine
Soft Touch adulto e
pediatriche**
Comfortable adult and
paediatric Soft Touch
masks



**Filtro dell'aria
ad alta efficienza**
High efficiency air filter



**Pratica maniglia per
un facile trasporto**
Convenient carrying
handle



**La terapia dell'apparato
respiratorio**
The respiratory therapy

MADE
IN ITALY

www.flaem.it

AirMate

Dispositivo Medico per la somministrazione di farmaci tramite inalazione, la cui terapia inalatoria e i farmaci devono essere prescritti dal Medico.

Medical Device for the administration of drugs by inhalation, whose inhalation therapy and drugs must be prescribed by the doctor.



Caratteristiche Tecniche / Technical Features

Uso / Use	Continuo / Continuous	
Alimentazione – Potenza / Power supply/Power	230V ~ 50Hz / 130VA	
Filtraggio aria Air filtering	Il dispositivo è dotato di un filtro professionale dell'aria in ingresso, che permette di bloccare le impurità e preserva l'integrità del compressore, aiutando a garantire la vita utile dell'apparecchio / The device is equipped with a professional inlet air filter, which blocks impurities and preserves the integrity of the compressor, helping to guarantee the useful life of the appliance.	
Portata aria al compressore / Compressor air output	9 l/min (approx)	
Pressione Max / Max pressure	1.8 ± 0.3 bar	
Rumorosità(a 1 m) / Sound level (at 1 m)	54 dB (A) (approx)	
Dimensioni (L x P x H) / Dimensions (length x width x height)	16 x 20 x 12 cm	
Peso apparecchio / Weight	1,5 Kg	
Conformità Compliance	Conforme al regolamento 2017/745 UE "Dispositivi Medici" e successive modifiche / In compliance with EU regulation 2017/745 Medical Device Directive and following edits	CE 0051
	Esente da ftalati. In conformità a: Reg. (CE) n. 1907/2006 / Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006	PHthalates & BPA FREE
	Marchio di qualità / Quality mark	TÜV Rheinland CERTIFIED Mod. P0504EM F400

Caratteristiche Tecniche RF8 Dual Speed RF8 Dual Speed nebulizer technical features

	In posizione MAX in MAX position	In posizione MIN in MIN position
Erogazione / Delivery	0,40 ml/min' (1)	0,19 ml/min' (1)
MMAD	4,48 µm (2)	4,01 µm (2)
Frazione respirabile < 5 µm / Breathable fraction < 5 µm (FPF)	55,5 % (2)	61,1 % (2)
Capacità massima / Maximum fill volume	8 ml	

(1) Valori medi riscontrati con soluzione fisiologica 0,9 % NaCl secondo procedura interna Flaem / Average values measured with 0.9% saline solution in compliance with Flaem internal procedure — (2) Caratterizzazione in vitro eseguita da TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaborazione con l'Università di Parma. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta / In vitro testing performed by TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaboration with the University of Parma. More details are available on request.

Accessori in dotazione / Accessories

Ampolla RF8 Dual Speed / RF8 Dual Speed nebulizer
Boccaglio / Mouthpiece
Mascherina adulto Soft Touch / Soft Touch Adult mask
Mascherina pediatrica Soft Touch / Soft Touch Child mask
Tubo di collegamento da 1 m / 1 m connection tube

AirMate

Codice / Code	SC36P00	
Modello / Model	P0504EM F400 + RF8-3	
Imballo / Master carton	8 Pezzi / 8 pieces	
 8 018294 014148		 Made in Italy
		Per saperne di più To know more 

