

Ideal Plus

Compact nebulizer
 system for all the family
 Aerosol compatto per
 tutta la famiglia



**RF8 basic Nebulizer
 with Drug saver**
 Ampolla RF8 basic
 con Drug Saver



**Comfortable
 adult and paediatric
 Soft Touch masks**
 Confortevoli mascherine
 Soft Touch adulto e
 pediatriche



**Air purified by
 professional filter**
 Aria depurata con
 filtraggio professionale



The respiratory therapy
 La terapia dell'apparato
 respiratorio

MADE
 IN ITALY

www.flaem.it

Ideal Plus

Medical Device for the administration of drugs by inhalation, whose inhalation therapy and drugs must be prescribed by the doctor.

Dispositivo Medico per la somministrazione di farmaci tramite inalazione, la cui terapia inalatoria e i farmaci devono essere prescritti dal Medico.



Technical Features / Caratteristiche Tecniche

Use / Uso	Continuous / Continuo	
Power supply/Power / Alimentazione – Potenza	230V ~ 50Hz 130VA	
Air filtering Filtraggio aria	The device is equipped with a professional inlet air filter, which blocks impurities and preserves the integrity of the compressor, helping to guarantee the useful life of the appliance / Il dispositivo è dotato di un filtro professionale dell'aria in ingresso, che permette di bloccare le impurità e preserva l'integrità del compressore, aiutando a garantire la vita utile dell'apparecchio.	
Compressor air output / Portata aria al compressore	9 l/min (approx)	
Max pressure / Pressione Max	1.8 ± 0.3 bar	
Sound level (at 1 m) / Rumorosità (a 1 m)	52 dB (A) (approx)	
Dimensions (length x width x height) / Dimensioni (L x P x H)	18 x 30 x 12 cm	
Weight / Peso apparecchio	1,5 Kg	
Compliance Conformità	In compliance with EU regulation 2017/745 Medical Device Directive and following edits / Conforme al regolamento 2017/745 UE "Dispositivi Medici" e successive modifiche	CE 0051
	Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006 / Esente da ftalati. In conformità a: Reg. (CE) n. 1907/2006	PHthalates & BPA FREE
	Quality mark / Marchio di qualità	 Type Approved Mod. P0603EM F400

RF8 basic nebulizer with Drug Saver technical features Caratteristiche tecniche ampolla RF8 basic con Drug Saver

Delivery ml/min / Erogazione ml/min	0.40 approx (1)
MMAD	4.48 µm (2)
Breathable fraction < 5 µm (FPF) / Frazione respirabile < 5 µm	55.5 % (2)
Maximum fill volume / Capacità massima	8 ml

(1) Data shown is in accordance with Flaem Nuova internal procedure. Values shown for the aerosol delivery may vary depending on the patients respiratory capacity / Dati rilevati secondo procedura interna Flaem. I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente — (2) In vitro testing performed by TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaboration with the University of Parma. More details are available on request / Caratterizzazione in vitro eseguita da TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaborazione con l'Università di Parma. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta.



Accessori in dotazione / Accessories

RF8 basic nebulizer with Drug Saver / Ampolla RF8 basic con Drug Saver
Mouthpiece / Boccaglio
Adult and pediatric nose piece / Nasale adulto e pediatrico
Soft Touch Adult mask / Mascherina adulto Soft Touch
Soft Touch Child mask / Mascherina pediatrica Soft Touch
1 m connection tube / Tubo di collegamento da 1 m

Ideal Plus

Codice / Code	SC65P00
Modello / Model	P0106EM F400 + RF8-2
Imballo / Master carton	6 Pieces / 6 pezzi
 8 018294 012120	
 Made in Italy	
Per saperne di più To know more 	