

Misuratore  
di pressione  
*Blood pressure  
monitor*



**VALIDAZIONE ESH**  
**ESH VALIDATION**



**ANNI DI GARANZIA**  
**YEARS WARRANTY**



- Grande Display "retroilluminato"
- 2 canali di memoria rilevazioni
- 250 misurazioni per canale
- Classificazione rischio cardiaco WHO
- Media ultime 3 rilevazioni
- Potenza: 4xAAA Pile Alcaline, 6V



- Large "backlit" Display
- 2 channels of memory
- 250 measurements for each channel
- Cardiac risk classification WHO
- The last 3 survey average
- Rating: 4xAAA alkaline batteries, 6V

# SfigmoLife Pro

## Misuratore di pressione Blood pressure monitor

Bracciale morbido  
Soft cuff



Batterie alcaline e Pochette incluse  
Alkaline batteries and Cluth bag included

### Caratteristiche Tecniche / Technical specifications:

<b>Metodo di misurazione / Measurement method:</b>	<b>Oscillometrica / Oscillometric</b>
<b>Alimentazione:</b> Power Supply:	<b>6 Vdc-4 batterie alcaline tipo AAA (1,5 V)</b> 6 Vdc-4 AAA (1.5 V), Alkaline Batteries
<b>Alimentazione esterna:</b> External power supply:	<b>Alimentatore 230V - 6 Vdc (1A) (non incluso)</b> Power supply 230V - 6 Vdc (1A) (not included)
<b>Range di misura / Measuring range:</b>	<b>SYS/DIA 40 - 230 mmHg / Hg SYS/DIA: 40 to 230 mmHg</b>
<b>Pulsazioni / Pulse:</b>	<b>40 - 199 battiti/minuto / 40 to 199 per minute</b>
<b>Memorie / Memory:</b>	<b>250 (due canali) / (two channels)</b>
<b>Circonferenza bracciale semirigido / Arm circumference:</b>	<b>Taglia M / 22 - 32 cm / M size for 22-32 cm</b>
<b>Dimensioni / Size:</b>	<b>14 (L) x 13 (P) x 4,9 (H) cm / 14 (L) x 13 (W) x 4.9 (H) cm</b>
<b>Peso senza batterie:</b> Weight:	<b>250 g / 250 g (without batteries)</b>
<b>Validazione:</b> Validation:	<b>In accordo ai protocolli internazionali ESH</b> In according to the ESH international protocol
<b>Conforme alla direttiva 93/42 CEE:</b> In compliance with Dir. 93/42/EEC:	<b>CE 0123</b>
<b>Garanzia / Warranty:</b>	<b>2 anni / 2 years</b>

<b>Sfigmolife Pro</b>	<b>Codice Code</b>	<b>SFG62</b>	 8 018294 013721
	<b>Imballo Master carton</b>	<b>n° 12 Pz 12 pieces</b>	

© 17846 Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2017 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.



Distribuito da/Distributed by:  
FLAEM NUOVA S.p.A.  
Via Colli Storici, 221  
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy  
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287  
info@flaemnuova.it



FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda  
con sistema di qualità certificato  
Company with certified quality system



www.flam.it