




DIAGNOSTICS  
& WELLBEING



# SfigmoLife Evo

Sfigmomanometro da braccio  
Blood Pressure Monitor



**Doppia alimentazione  
(batterie AA incluse)**  
Double power supply (AA  
batteries included)



**Spegnimento automatico  
dopo 60" di inattività**  
Automatic shut down after  
60" of inactivity



**Avviso di utilizzo  
scorretto**  
Incorrect use warning



**Rilevamento bracciale  
automatico**  
Automatic Cuff detection



**Funzionamento semplice  
con 1 solo pulsante**  
Easy 1 button operation



**3 gruppi memoria da 45  
rilevazioni**  
45 x 3 group memory

[www.flaem.it](http://www.flaem.it)



# SfigmoLife Evo

## Sfigmomanometro da braccio Blood Pressure Monitor

|                                                                                     |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metodo di misurazione</b><br>Measurement method                                  | <b>Oscillometrica</b><br>Oscillometric                                                                                                                       |
| <b>Alimentazione</b><br>Power supply                                                | <b>6 Vdc-4 batterie alcaline tipo AA (1,5 V)</b><br>6 Vdc-4 AA (1,5 V), Alkaline Batteries                                                                   |
| <b>Range di misura</b><br>Measuring range                                           | <b>SYS 35-255 mmHg - DIA: 20-200 mmHg</b><br><b>Dotato di porta USB-C per alimentazione DC 5V 1A</b><br>Equipped with a USB-C port for DC 5V 1A power supply |
| <b>Pulsazioni</b><br>Pulse                                                          | <b>30-200 battiti/minuto</b><br>30 to 200 per minute                                                                                                         |
| <b>Memorie</b><br>Memory                                                            | <b>45 (tre canali)</b><br>45 (three channels)                                                                                                                |
| <b>Circonferenza bracciale semirigido</b><br>Arm circumference                      | <b>Taglia M (22-42 cm)</b><br>M size (22-42 cm)                                                                                                              |
| <b>Dimensioni</b><br>Size                                                           | <b>108x108x55 mm</b>                                                                                                                                         |
| <b>Peso senza batterie</b><br>Weight without batteries                              | <b>380gr senza batterie</b><br>380gr without batteries                                                                                                       |
| <b>Conforme al Regolamento EU 2017/745 MDR In compliance with Reg. 2017/7745 EU</b> | <b>CE 0123</b>                                                                                                                                               |
| <b>Garanzia</b><br>Warranty                                                         | <b>2 anni</b><br>2 years                                                                                                                                     |

**Modello/Model:** LT-P70**Codice**  
Code**SFG69****Imballo**

Master carton

**30 pezzi**  
30 pieces

8 018294 018030



Zhuhai Linte Medical Instrument Co., Ltd.  
501, Building #3, 2 Jinliang Road, Hongqi Town,  
Jinwan District, 519090 Zhuhai, Guangdong,  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
Tel: +86-756-2133996



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany  
Tel: +49-40-2513175



**FLAEM NUOVA S.p.A.**  
Via Colli Storici, 221 / 223 / 225  
25015 San Martino della Battaglia  
BRESCIA, ITALY  
[www.fluem.it](http://www.fluem.it)

**CE 0123**

**FLAEM NUOVA S.p.A.**  
è un'azienda con sistema di qualità certificato  
Company with certified quality system