

**Termometro digitale
 con punta flessibile**

Digital Thermometer
 with flexible tip



**Grande display LCD
 retroilluminato da
 oltre 1 pollice**
 Over 1 inch LCD
 backlit large display



Tasto on-off
 On-Off button




**Punta flessibile con
 sensore di misurazione**
 Flexible tip with
 measuring sensor



— 50 —
 anni di eccellenza italiana
 years of italian excellence

Termometro digitale con punta flessibile

Digital Thermometer with flexible tip



35,8°C ≤ T < 37,3°C (96,4°F ≤ T < 99,1°F)
 37,3°C ≤ T < 37,8°C (99,1°F ≤ T < 100,0°F)
 37,8°C ≤ T < 39,0°C (100,0°F ≤ T < 102,2°F)
 T ≥ 39,0°C (T ≥ 102,2°F)

Tecnologia / Technology

La freccia triangolare sul display indica l'intervallo di temperatura.
 The triangular arrow on the display will indicate according to different temperature range.

Caratteristiche Tecniche / Technical Features

Rilevazione della temperatura / Temperature detection	In 10"
Uso / Use	Orale, rettale e ascellare. Oral, rectal and axillar.
Intervallo di misurazione / Measure Range	32,0 °C - 42,9 °C / 89,6 °F - 109,2 °F
Precisione / Accuracy	±0,1 °C / ±0,2 °F
Display	Grande display LCD retroilluminato da oltre 1 pollice Over 1 inch LCD backlit large display
Memoria / Memory	Ultime 10 memorie / Last 10 memorys
Batteria / Battery	Una batteria a bottone 3.0 VDC tipo CR2032 One 3.0V DC button battery type CR2032
Durata della batteria / Battery life	Circa 200 ore di funzionamento continuo o 1 anno con 3 misurazioni al giorno / Approx. 200hours of continuous operation or 1 year with 3 measurements per day
Dimensioni / Dimensions	13,5 cm x 3,4 cm x 1,7 cm (LxPxH)
Peso / Weight	Circa 26 grammi batteria inclusa / Approx. 26 grams including battery
Garanzia / Warranty	2 anni / Please refer to your local dealer



Pratica custodia trasparente
 Convenient transparent case

Termometro digitale espositore da 12 termometri

Display kit including 12 thermometers

Codice / Code	TRM12
Modello / Model	DMT-4726



8 018294 014933

Conforme alla direttiva 93/42 CEE e successivi aggiornamenti
 In compliance with Dir. 93/43/EEC and subsequent updates.



JOYTECH HEALTHCARE Co., Ltd.
 No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
 Hangzhou city, 31100 Zhejiang, China