



SINCE 1966
MADE IN ITALY

Alpha Neb

by **FLAEM**®



Aerosol per terapia generica
Aerosol therapy unit for seasonal use

Veloce, Silenzioso, Confortevole
Speed, Silence, Comfort

Compatto
Compact

Uso continuo
Continuous use



www.flaem.it



Nuova Ampolla RF7 a due velocità di erogazione del farmaco
New RF7Dual Speed nebulizer with 2 delivery modes



Nuova Mascherina Adulto Soft Touch dotata di morbido bordo a contatto con il viso
New Soft Touch adult mask



Aria depurata con filtraggio professionale
Air purified by professional filter



Utile maniglia per il trasporto
Convenient carrying handle



Comoda custodia per il trasporto
Convenient carry bag



CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Compressore rotativo a pistone (esente da lubrificazione e da manutenzione)
Reciprocating piston compressor (designed for use without lubrication or maintenance)

Uso <i>Use</i>	Continuo <i>Continuous</i>
Alimentazione/Potenza <i>Power supply/Power</i>	230 V ~ 50 Hz/130 VA <i>Other voltages available on request</i>
Filtraggio aria <i>Air filtering</i>	Per una maggiore qualità, l'aria compressa viene aspirata dall'ambiente esterno e filtrata con un sistema ad alta efficienza (porosità 50/70 µm) <i>For better quality, the compressed air is taken external of the housing and filtered using a high efficiency filter system (porosity 50/70 µm)</i>
Portata aria al compressore <i>Compressor air output</i>	9 l/min (approx.)
Pressione Max <i>Max pressure</i>	1.8 ± 0.3 bar
Rumorosità (a 1 m) <i>Sound level (at 1 m)</i>	54 dB (A) (approx.)
Dimensioni <i>Dimensions</i>	18 (L) x 19 (P) x 13 (H) cm <i>18 (length) x 19 (width) x 13 (height) cm.</i>
Peso apparecchio <i>Handset Weight</i>	1.300 Kg
Garanzia <i>Warranty</i>	2 ANNI <i>Please refer to your local dealer</i>

OMOLOGAZIONI
APPROVALS

Conforme alla **Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici"** (solo per unità 230V ~ 50 Hz)
In compliance with 93/42/EEC Medical Device Directive (for the 230 V ~ 50 Hz unit only)



In conformità alla Norma Europea **EN 10993-1** "Valutazione Biologica dei dispositivi medici"
In compliance with European standard EN 10993-1 Biological evaluation of medical devices



Conforme alla Norma **EN 60601-1** e **EN 60601-1-11** (solo per unità 230V ~ 50 Hz)
In compliance with std. EN 60601-1 and EN 60601-1-11 (for the 230 V ~ 50 Hz unit only)



Codice
Code

AN11P00

Imballo
Master carton

n° 8 pz.
8 pieces



CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES



Ampolla RF7 Dual Speed <i>RF7 Dual Speed Nebulizer</i>	Selettore velocità <i>Delivery rate selector</i>	
	MIN	MAX
Erogazione ml / min ⁽¹⁾ <i>Delivery ml / min⁽¹⁾</i>	0.25	0.55
MMAD ⁽²⁾	3.78 µm	4.58 µm
Frazione respirabile < 5 µm ⁽²⁾ <i>Breathable fraction < 5 µm (FPF)⁽²⁾</i>	63%	54.4%
Capacità massima ⁽¹⁾ <i>Maximum fill volume⁽¹⁾</i>	8 ml	

(1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem I29-P07.5. I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente.
(1) *Data shown is in accordance with Flaem Nuova internal procedure I29-P07.5. Values shown for the aerosol delivery may vary depending on the patients respiratory capacity*
(2) Caratterizzazione in vitro certificata da TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in conformità allo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia Norma EN 13544-1. Maggiori dettagli sono disponibili su richiesta.
(2) *In vitro testing certified by TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in compliance with the European Standard EN 13544-1 for nebulizing systems. Further details available on request.*

ACCESSORI IN DOTAZIONE
ACCESSORIES

Set Ampolla **RF7 Dual Speed** composto da: ampolla e boccaglio
RF7 Dual Speed Nebulizer Set composed of: nebulizer and mouthpiece

Mascherina Adulto Soft Touch
Soft Touch Adult mask

Nasale Pediatrico
Paediatric nose piece

Tubo di collegamento da 1 m
1 m connection tube

Borsello
Handy bag

Patented Product and PCT International Patent Pending

1419780 Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2011 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.



Fabbricante/Manufacturer:

FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287
info@flaemnuova.it



www.flaem.it



SERVIZIO CLIENTI FLAEM