



SINCE 1966
MADE IN ITALY

ANNI GARANZIA
6
YEARS WARRANTY

Nebul Flaem^{Pro}

by **FLAEM**[®]



**Aerosol per utilizzo
professionale**
*Professional aerosol
therapy unit*

Veloce, Silenzioso, Confortevole
Speed, Silence, Comfort

**Massima efficienza terapeutica,
con l'ampolla RF7 Plus dotata
di sistema valvolare**
*Fast and effective with RF7 Plus
nebulizer equipped with valve system*

Uso continuo
Continuous use compressor



www.flaem.it



Ampolla a 2 velocità RF7 Plus
con sistema valvolare
*RF7 Dual Speed Plus nebulizer
with valve system*



Nuove Mascherine Soft Touch
Adulto e Pediatrica, dotate di
morbido bordo a contatto con il viso
*New Soft Touch
Adult and Paediatric Masks*



Comodo vano porta accessori
igienicamente separato dal vano
raccolti cavo
*Convenient accessory compartment,
hygienically separated from the cord
storage compartment*



Vano raccogli cavo
Cord storage compartment



Utile maniglia per il trasporto
Convenient carrying handle



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Compressore rotativo a pistone (esente da lubrificazione e da manutenzione) <i>Reciprocating piston compressor (designed for use without lubrication or maintenance)</i>	
Uso <i>Use</i>	Continuo <i>Continuous</i>
Alimentazione/Potenza <i>Power supply/Power</i>	230 V ~ 50 Hz/210 VA <i>Other voltages available on request</i>
Filtraggio aria <i>Air filtering</i>	Per una maggiore qualità, l'aria compressa viene aspirata dall'ambiente esterno e filtrata con un sistema ad alta efficienza (porosità 50/70 µm) <i>For better quality, the compressed air is extracted external of the housing and filtered using a high efficiency filter system (porosity 50/70 µm)</i>
Portata aria al compressore <i>Compressor air output</i>	14 l/min (approx.)
Pressione Max <i>Max pressure</i>	3.5 ± 0.5 bar
Rumorosità (a 1 m) <i>Sound level (at 1 m)</i>	55 dB (A) (approx.)
Dimensioni <i>Dimensions</i>	20 (L) x 30 (P) x 10 (H) cm <i>20 (length) x 30 (width) x 10 (height) cm.</i>
Peso apparecchio <i>Handset Weight</i>	2.4 Kg
Garanzia <i>Warranty</i>	6 ANNI <i>Please refer to your local dealer</i>

OMOLOGAZIONI APPROVALS

Conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici" (solo per unità 230V ~ 50 Hz) <i>In compliance with 93/42/EEC Medical Devices Directive (for the 230 V ~ 50 Hz unit only)</i>	
In conformità alla Norma Europea EN 10993-1 "Valutazione Biologica dei dispositivi medici" <i>In compliance with European standard EN 10993-1 Biological evaluation of medical devices</i>	
Conforme alla Norma EN 60601-1 e EN 60601-1-11 (solo per unità 230 V ~ 50 Hz) <i>In compliance with std. EN 60601-1 and EN 60601-1-11 (for the 230 V ~ 50 Hz unit only)</i>	
Codice <i>Code</i>	EL35P00
Imballo <i>Master carton</i>	n° 6 pz. 6 pieces

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES



Ampolla RF7 Dual Speed Plus <i>RF7 Dual Speed Plus Nebulizer</i>	Selettore velocità <i>Delivery rate selector</i>	
	MIN <i>con Valvola with Valve</i>	MAX
Erogazione ml / min' <i>Delivery ml / min'</i>	0.29 approx. ⁽¹⁾	0.65 approx. ⁽¹⁾
MMAD	2.21 µm ⁽²⁾	2.38 µm ⁽²⁾
Frazione respirabile < 5 µm <i>Breathable fraction < 5 µm (FPF)</i>	84.2% ⁽²⁾	81.5% ⁽²⁾
Capacità massima <i>Maximum fill volume</i>	8 ml ⁽¹⁾	

(1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem I29-P07.5.
I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente.
*(1) Data shown is in accordance with Flaem Nuova internal procedure I29-P07.5
Values shown for the aerosol delivery may vary depending on the patients respiratory capacity*

(2) Caratterizzazione in vitro certificata da TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in conformità allo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia Norma EN 13544-1. Maggiori dettagli sono disponibili su richiesta.
(2) In vitro testing certified by TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in compliance with the European Standard EN 13544-1 for nebulizing systems. Further details available on request.

ACCESSORI IN DOTAZIONE ACCESSORIES

Kit Ampolla RF7 Dual Speed Plus composta da ampolla, boccaglio con valvola e nasale
RF7 Dual Speed Plus nebulizer kit composed of nebulizer, mouthpiece with valve and nasal prong

Tubo di collegamento da 2 m
2 m connection tube

Mascherina adulto +
Mascherina pediatrica
Adult mask + Child mask

Kit ricambi filtri aria (2 pezzi)
Spare Air filter kit per unit (2 pcs)

Patented Product and PCT International Patent Pending

1391880-0 Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2011 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. *FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.*



Fabbricante/Manufacturer:

FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287
info@flaemnuova.it



www.fluem.it

