

Accu-Therm[®]

ACCURATEZZA PROFESSIONALE

Termometro digitale con punta fissa *Digital Thermometer with fixed tip*

Rilevazione della temperatura in 60"
Temperature detection in 60"

Segnale acustico fine misurazione
Acoustic signal end measurement


Sistema automatico di spegnimento
Automatic Switch off



Rilevazione della temperatura in 60"
Temperature detection in 60"




Segnale acustico fine misurazione
Acoustic signal end measurement



Sistema automatico di spegnimento
Automatic Switch off

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Termometro digitale <i>Digital thermometer</i>	
Rilevazione della temperatura <i>Temperature recording</i>	in 60 secondi circa <i>in 60 seconds approx</i>
Tipi di utilizzo <i>Modality of use</i>	Orale, rettale e ascellare, in ambito domiciliare per adulti, bambini e neonati <i>Oral, rectal and axillar; suitable in a domestic background for adults, children and infants</i>
Precisione <i>Accuracy</i>	+/- 0,1 °C <i>+/- 0.1 °C</i>
Divisione <i>Division</i>	0,1 °C <i>0.1 °C</i>
Dimensioni <i>Dimensions</i>	123 (L) x 28,5 (P) x 9 (H) mm <i>123 (length) x 28.5 (width) x 9 (height) mm</i>
Peso <i>Weight</i>	8 g
Conforme alla direttiva 93/42 CEE <i>In compliance with Dir. 93/42/EEC</i>	
Garanzia <i>Warranty</i>	2 anni <i>Please refer to your local dealer</i>

	ESPOSITORE da 12 Termometri <i>Display kit including 12 thermometers</i>	
	Codice <i>Code</i>	TRM04
	Imballo <i>Master carton</i>	n° 12 espositori <i>12 display units</i>
 8 018294 012236		

Maggiori informazioni sull'Aerosol terapia e sui prodotti Flaem Nuova sono disponibili consultando la nostra rete vendita o visitando il sito internet www.flaemnuova.it
 For further information on aerosol therapy and Flaem Nuova products please contact our sales network or visit our website www.flaemnuova.it

16605-0 Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2011 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. *FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.*



Distributore/Distributor :

FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287
info@flaemnuova.it

FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda
con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system



CERTIFICATO N. 9120_FLAEM
CERTIFICATO N. 9124_FLO2

Export Department of FLAEM NUOVA



3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy
Phone (39) 02 4120769
Fax (39) 02 48376295
E-mail: info@medexpointernational.com

www.flaem.it