

Tabella riassuntiva aerosolterapia

AREA DI TRATTAMENTO



Alte vie




Basse vie

Nome	 AirMate	 AlphaNeb 4.0	 Puppy	 Flaem Duo	 AeroFlaem
Codice prodotto	SC36P00	AN11P00	KO00P00	FJ58P00	NA15P00
Uso	 Stagionale	 Stagionale	 Stagionale	 Stagionale	 Stagionale
Compressore	Uso continuo	Uso continuo	Uso continuo	Uso continuo	Uso continuo
Area di trattamento					
Built-in storage compartment	No	No	No	No	Sì
Tipologia ampolla	 RF8 Dual Speed	 RF9	 RF8 Dual Speed	 RF7 Dual speed + Rhino Clear	 RF7 Dual Speed
Tipo di compressore	F400	F400	F400	F400	F400
Portata aria al compressore	9 L/min'	9 L/min'	9 L/min'	9 L/min'	9 L/min'
Dimensioni (cm)	16 x 20 x 12	18 x 19 x 13	16x13,5x17,7	17,5x19,5x10,5	27 x 19 x 11
Peso (Kg)	1,5	1,3	1,2	1,4	1,7

USO

DIMENSIONI PARTICELLE TESTATE

	Stagionale
	Frequente
	Intensivo



In collaborazione
con TÜV Rheinland
Italia S.r.l. e con
l'Università di Parma

PORTATILE / SILENZIOSO



Delphinus

DF30P00



Frequente

Uso continuo



Sì


RF7
Dual Speed Plus

F1000

10 L/min'

18 x 30 x 10

2,1



Hospineb

FJ38P00



Intensivo

Uso continuo



No


RF7
Dual Speed Plus

F2000

14 L/min'

20 x 18 x 11

1,8


NebulFlaem
Pro

Y301P00



Intensivo

Uso continuo



Sì


RF7
Dual Speed Plus

F2000

14 L/min'

20 x 30 x 10

2,4



LightNeb

MF32E00



Frequente

-



No



-

Tecnologia Mesh
(VMT)

-

5 x 6,2 x 13,7

0,23 dispositivo
0,12 batterie


Wi.Neb go

WI02P00



Frequente

30' ON
30' OFF


No


RF7
Dual Speed Plus

12V DC

9 L/min'

13 x 9,5 x 5,5

0,545 dispositivo
0,14 batterie


ProfiNeb

MI03P00



Frequente

30' ON
30' OFF


No


RF7
Dual Speed Plus

12V DC

9 L/min'

12 x 12 x 6

0,58